

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|  | | Medisinsk serviceklinikk | | Prosedyre |
| Prøvetaking av nye benmargsgivere/stamcellegivere, Blodbanken SSA | | | | Side 1 av 2 |
| Dokumentplassering: II.MSK.Lab SSA.BB.2.2-7 | | Godkjent dato: 09.10.2023 | Gyldig til: 09.10.2025 | Dato endret: 09.10.2023 |
| | | | | Revisjon: 11.00 |

Medisinsk serviceklinikk/Laboratorieavdelingen SSA/Blodbanken SSA/Pasienter og brukere/Tapping av blodgivere

DISTRIBUSJONSliste: EK, Prosedyreperm tapperom

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Bare setningsendringer, samme innhold.

HENSIKT

Sikre riktig prøvebehandling fra prøvetaking til forsendelse.

OMFANG

Gjelder for blodbankpersonell som er sertifisert for tapping av blodgivere.

BAKGRUNN

For personer med alvorlig sykdom som ødelegger stamcellene i benmargen, kan benmarg/stamcelletransplantasjon være en livreddende behandlingsmetode. Det finnes millioner av ulike vevstyper. Jo flere som melder seg som frivillige benmargsgivere, jo større er muligheten for å finne en passende giver. Sjansene for å bli plukket ut som giver er ca. 1%.

AKKREDITERT?

Nei

UTFØRELSE

Blodgiveren som ønsker informasjon om benmargsgivning, får tildelt informasjonsbrosjyren: «Gir du benmarg gir du liv». Brosjyren ligger på venterommet, og i skuffeseksjon på samtalerom 1 og 2.


Blodgivere som ønsker å registrere seg som benmargsgivere kan gjøre dette i forbindelse med vanlig blodgivning. Giveren må være mellom 18-40 år (kan ta prøver hele året de fyller 40), og vil stå i registeret til de fyller 55 år.

Prøven kan tas alle dager.

- Fyll ut rekvisisjon til Benmargsgiverregisteret. Denne er en del av brosjyren, og fylles ut av både giver og blodbank. I feltet for Blodbank (by) skriv «Arendal». I feltet for «Opplysninger om giveren» brukes etikett fra tappeskjema med givers navn og fødselsnummer.
 - Den som tar prøven skal signere på rekvisisjonen.
- Ta ett 4 mL EDTA-rør¹ som fylles helt.
- Merk rør med etikett fra tappeskjema med givers navn og fødselsnummer.
- Lever rekvisisjon og rør på sendebenen på kontoret. Røret kan med fordel stå i romtemperatur, men dette er ikke kritisk.
- Prøver tatt onsdag kveld: Sett røret sammen med rekvisisjonen i kjølebagg merket Rikshospitalet, på kjølerom for oppbevaring av prøver.
- Endre feltet Benmargsgiver (i G000) fra «Ikke spurt» til «Ja».

¹ Informasjon fra Benmargsgiverregisteret sendt på mail 16.11.20.

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|
| Utarbeidet av: Fagbioingeniør Blodgiverkonsulent | Fagansvarlig: Fagbioingeniør Blodgiverkonsulent | Godkjent av: Siri Brømnes | Verifisert av: 06.10.2023 - Kvalitetskoordinator Elin Hallheim Reiersøl |
|--|---|-------------------------------------|---|

| | | | | | |
|--|--|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  SØRLANDET SYKEHUS | Prøvetaking av nye benmargsgivere/stamcellegivere, Blodbanken SSA | | | | Side: 2 Av: 2 |
| Dokumentplassering: II.MSK.Lab SSA.BB.2.2-7 | Utarbeidet av: Fagbioingeniør Blodgiverkonsulent | Fagansvarlig: Fagbioingeniør Blodgiverkonsulent | Godkjent dato: 09.10.2023 | Godkjent av: Siri Brømnes | Revisjon: 11.00 |

Medisinsk serviceklinikk/Laboratorieavdelingen SSA/Blodbanken SSA/Pasienter og brukere/Tapping av blodgivere

Vedlegg:

Informasjonsbrosjyre m/rekvisisjon og samtykkeskjema: Gir du benmarg – gir du liv.

Kryssreferanser:

[II.MSK.FEL.LAB](#)
[FEL.IMTRA FEL.2-5](#)

[Prøvetaking av blodgivere, Blodbankene SSHF](#)

Eksterne referanser: