

Sjekkliste for renhold av produksjonsrom, ImTra SSK.

Dokumentplassering:

II.MSK.ImTra.2.c.7-5

Godkjent dato:

26.01.2022

Gyldig til:

26.01.2025

Dato endret:

10.11.2022

Revisjon:

11.02

Medisinsk serviceklinikk/Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin SSK/Pasienter og brukere/Tapping/Renhold Tapp/prod

DISTRIBUSJONSLISTE: EK,

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Endret til dagelig vask/ sprit av utside innfrysningenhet.

 Se [Renhold, ImTra SSK](#) og [Renhold ved Enhet for tapping og produksjon, ImTra SSK](#) for nærmere beskrivelse av oppgavene.

Alle felt i sjekklisten skal fylles ut ved utført oppgave. Dersom noen felt ikke er aktuelle, skal det settes inn en skrå strek, slik:

Måned:
År:
Daglig

Renholdsoppgave	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Benker: Vask/sprit/papir																															
Trillebord (for filtrering av poser): Vask/sprit																															
Macopress Smart: Vask med mildt såpevann (IKKE sprit)																															
Balansevekt: tørk støv																															
Elektroniskvekt: vask/sprit																															
Sterilsveis: vask																															
Prøvetakningsbenk: Vask/sprit																															
Plasmainnfryser: Tørk bort ev. vann på innsiden. Overflater: Vask/sprit																															
Brett til plasma: Vask/Sprit																															
Traller for blodprodukt: Vask/sprit etter bruk																															

Renhold/ Husøkonom:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Daglig utført gulvvask m.m.																															

DokumentID:D03411

Utarbeidet av:

Lene H Tryland

Fagansvarlig:

Elsa K. M. Johansen Enhetsleder

Godkjent av:

Avdelingssjef Lene Haugen Tryland

Verifisert av:

20.01.2022 - Kvalitetskoordinator Kari - Ann Nedal

Dokumentplassering:
 II.MSK.ImTra.2.c.7-5

 Utarbeidet av:
 Lene H Tryland

 Fagansvarlig:
 Elsa K. M. Johansen Enhetsleder

 Godkjent dato:
 26.01.2022

 Godkjent av:
 Avdelingssjef Lene Haugen Tryland

 Revisjon:
 11.02

Medisinsk serviceklinikk/Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin SSK/Pasienter og brukere/Tapping/Renhold Tapp/prod

Måned:
År:
Ukentlig

Renholdsoppgave	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<u>Kjølesentrifuge:</u> Vask trommel, smør oppheng.																															
Sentrifugekopper: Vask																															
Sterilsveis (alle): Rengjøres innvendig med vattpinne fuktet med klorhexidinsprit (apparatet må være avslått).																															
Håndsveiser: Inspisere, vaske																															
Trillebord til sentrifugekopper: Vask og bytt håndkle																															
Skap: Tørk støv oppå																															
Skap over pakkebenk for plasma: Tørk støv oppå																															
Arkivskap og skap over prøvetakningsbenk: Tørk støv oppå																															
Plasmainnfryser: Tøm beholder for frysevann.																															
Månedlig																															
Strippere, vaske og olje 1 gang pr.mnd (husk de på tapperommet)																															

Enhetsleder/fagbioingeniør/kvalitetskoordinator signerer med «OK» + dato/sign på s. 1, når sjekklisten er ferdig utfylt og ev. mangler/avvik er fulgt opp. Sjekklisten oppbevares i perm merket «Sjekkliste og skjema, Tekniker» i skap over plasmapakkebenken.

Dokumentplassering:
II.MSK.ImTra.2.c.7-5Utarbeidet av:
Lene H TrylandFagansvarlig:
Elsa K. M. Johansen EnhetslederGodkjent dato:
26.01.2022Godkjent av:
Avdelingssjef Lene Haugen TrylandRevisjon:
11.02

Medisinsk serviceklinikk/Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin SSK/Pasienter og brukere/Tapping/Renhold Tapp/prod

Kryssreferanser[II.MSK.ImTra.2.a.2-1](#)[II.MSK.ImTra.2.c.7-2](#)[II.MSK.ImTra.2.c.7-3](#)[II.MSK.ImTra.2.c.7-4](#)[Renhold, ImTra SSK](#)[Renhold ved Enhet for tapping og produksjon, ImTra SSK](#)[Sjekkliste for renhold av kjøleskap og frysere, Enhet for Tapping og produksjon, ImTra SSK](#)[Sjekkliste for renhold av tapperom, ImTra, SSK](#)**Eksterne referanser**