

		Somatikk Kristiansand		Prosedyre	
BAHA - Benforankret høreapparat - ØNH SSA				Side 1 av 2	
Dokument ID: II.SOK.ØNH.SSA.2.b-16		Godkjent dato: 22.08.2023	Gyldig til: 22.08.2025	Revisjon: 7.04	

Somatikk Kristiansand/Øre Nese Hals/Øre Nese Hals/Pasienter og brukere/Sykepleiere

BAHA høreapparat plasseres i benet bak øret, og overfører lyden direkte til cochlea/det indre øret uten å involvere øregangen og mellomøret. Er en god løsning for pas. med ensidig døvhets, medfødt hørselstap eller ervervet hørselstap (som kronisk infeksjon i mellomøret eller øregang, med vedvarende væsning og som derfor forhindrer bruk av vanlig høreapparat).

PRE-OPR. FORBEREDELSE:

Pasienten må **barberes ca. 5-6 cm. fra toppen av helix og ned til øreflipp.**

UTSTYR:

bormaskin Implantat Med. m./fotpedal

Utstyr fra st. 13:

- Småkirurgi instrumenter
- diatermipose
- 1 steril bolle
- 1 Liten steril bolle
- ENT-sett (enkelt sett)
- 2 stk. opr. frakker
- sugeslange
- 1 pk. opr. kompresser
- Lamphåndtak engangs
- mellomstykke til sug
- 2 stk. grønt øresug
- 2 stk. 20 ml sprøyte
- 1 stk. 10 ml sprøyte
- Grå sprøytespiss
- Merkepenn
- Evt. bonewax
- knivblad nr. 15
- Blå steristrrips
- Allevyn bandasje
- 2 gasstrimler, sterile
- Vaskesett + Sterile ørepinner
- Terracortril salve
- Flytende plaster
- Suturer: 1 stk. Novosyn 4.0 DS19 og Monosyn Quick 4-0

Utsyr fra lager utenfor st. 13:

- BAHA instrument-container
- bipolar diatermi
- 1 liten selvholdende hake

Utarbeidet av: Angela Wallin Larsen	Fagansvarlig: Anders Torp	Godkjent av: Avd.leder Ellen Mjøs	
---	-------------------------------------	---	--

 SØRLANDET SYKEHU		BAHA - Benforankret høreapparat - ØNH SSA			Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.SOK.ØNH.SSA.2.b-16	Utarbeidet av: Angela Wallin Larsen	Fagansvarlig: Anders Torp	Godkjent dato: 22.08.2023	Godkjent av: Avd.leder Ellen Mjøs	Revisjon: 7.04

Somatikk Kristiansand/Øre Nese Hals/Øre Nese Hals/Pasienter og brukere/Sykepleiere

Utstyr i kjøleskap/overskap utenfor st. 13:

Marcain 2,5 mg/ml m Adrenalin 5ug/ml

4 mm.stanse (til å stanse ut hull i huden til skrue)
sprit 70% (til huddesinfeksjon)
NaCl flaske
Hydrogenperoxid

Implant with abutment
Soft Healing cap
Single use:
guide drill (3+4 mm.)
wide countersink 4 mm

LEIE:

Ryggleie. Hodet snus til siden, med det aktuelle øret opp. Legg en blå bleie under hodet. (Blødning/vannsøl). Høyre arm festes inn langs pas. kropp. Polstre med puter under knær, hæler og albuer. Festereim over pas. lår ved narkose.

HUDDESINFEKSJON:

Vask øret og det barberte feltet rundt øret med sprit 70%. Vask med vattpinner inne i øret, men ikke innerst i øregangen. (Skal barberes på dagkir., men sjekk at det er barbert nok)

DEKKING:

Laken uten lim legges fra haken og nedover brystet.
Splitten legges fra underkant av øret og oppover bak og foran øret .
Laken med lim legges fra overkant av øret og oppover.
Diatermipose festes i nedre kant av dekkningen (for å fange opp væske ved boring).

Anestesi-bøyle settes lavt på motsatt side av opr. felt, dersom opr. gjøres i lokalbedøvelse.

OPERASJONSFREMGANGSMÅTE:

Indikator legges bak øret, ca. 5-5,5 cm fra øregangen. Tegnes med tusj. Setter lokalbedøvelse. Hudsnitt. Fjerner en liten firkant av periost med den lille periostavløseren. Borrer med guid drill (2000rpm).
Retningsindikator settes på for å få rett posisjon på skruen. Avkjøling med NaCl. Dybdesjekk. Hullet utvides videre med drillcountersink. Skruen plukkes opp med Abutment Insertert. **IKKE TA PÅ SKRUEEN.** Retningsindikator settes på for å få rett vinkel på skruen. Skruen skrues på med 40-45 Ncm.(hardt ben)/ 20-30 Ncm.(mykt ben). Lag hull i huden med biopsi punch 4 mm. Skruen trykkes gjennom hullet. Huden sutureres, bandasjeres og Healing cap settes på.

HVORDAN VI LEGGER BANDASJEN:

Flytende sprayplaster, Blå steristrrips, 1 gass strimmel med terracortril salve + 1 tørr gass strimmel, surres under healing cap.

Stellemappe (Ponto Care Kit) fra Oticon sendes med pasienten.