

## Taravekter for ulike posetyper, Blodbanken SSA

Side 1 av 1

Dokumentplassering:

II.MSK.Lab SSA.BB.2.3.1-8

Godkjent dato:

18.03.2024

Gyldig til:

18.03.2027

Dato endret:

18.03.2024

Revisjon:

6.00

Medisinsk serviceklinikk\Laboratorieavdelingen SSA\Blodbanken SSA\Pasienter og brukere\Produksjon av blodprodukter  
DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Prosedyreperm produksjon nr. 1 og folder på vegg på produksjonsrom.  
ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Endret mal og distribusjonsliste, ingen endring i innhold.

## PLASMA

Fra type tapping	Produsent	Tara-vekt tom pose
Fullblod	Macopharma	25 gram
TRIMA Trombocyttferese	Terumo	44 gram
TRIMA Plasmaferese	Terumo	39 gram
AURORA Plasmaferese	Fresenius Kabi	39 gram

## ERYTROCYYTTKONSENTRAT

Fra type tapping	Produsent	Tara-vekt tom pose
Fullblod	Macopharma	30 gram

## TROMBOCYTTKONSENTRAT

Fra type tapping	Produsent	Tara-vekt tom pose
Trombocyttferese	Terumo	35 gram
Enkel tom pose (ekstern <sup>1</sup> )	Terumo	39 gram

## Kryssreferanser

[II.MSK.FEL.LAB FEL.IMTRA FEL.3.1-1](#)[II.MSK.Lab SSA.BB.2.3-3](#)[II.MSK.Lab SSA.BB.2.4.6-3](#)[II.MSK.Lab SSA.BB.2.4.6-4](#)[Fremstilling av erytrocyttkonsentrat og plasma fra fullblod, Blodbankene SSHF](#)[Fremstilling av trombocyttkonsentrat og plasma fra aferese. Blodbanken SSA.](#)[Pakking og salg av plasma til fraksjonering. Blodbanken SSA](#)[Pakking og salg av plasma til SERO. Blodbanken SSA](#)

## Eksterne referanser

<sup>1</sup> Terumo BCT accessory platelet storage set.

Utarbeidet av: Fagbioingeniør tapping og produksjon	Fagansvarlig: Fagbioingeniør tapping og produksjon	Godkjent av: Siri Brømnes	Verifisert av: 13.03.2024 - Kvalitetskoordinator Elin Hallheim Reiersøl
--	---	------------------------------	--