

		<b>Medisinsk serviceklinikk</b>		<b>Prosedyre</b>
<b>Temperaturmåling av kjøleskap og frys. Histologisk enhet. Avd. for patologi. SSK</b>				Side 1 av 1
Dokumentplassering: <b>II.MSK.Pat.2.3-3</b>	Godkjent dato: <b>09.09.2024</b>	Gyldig til: <b>09.09.2026</b>	Dato endret: <b>09.09.2024</b>	Revisjon: <b>7.00</b>

Medisinsk serviceklinikk\Avd for patologi SSK\Pasienter og brukere\Histologisk enhet

DISTRIBUSJONSliste: EK.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Lagt til kommentar om risikovurdering for temperaturmåling.

## HENSIKT

Holde oversikt over temperatur i kjøleskap og frys.

## OMFANG

Bioingeniører ved histologisk og immunologisk laboratorium.

## UTFØRELSE

- Alle termometrene skal leses av ukentlig\*
- Ansvar for avlesning av termometre tilhørende histlab er «spesialfarging»-funksjonens oppgave.
- Ansvar for avlesning av termometre tilhørende immunlab er rutine-funksjonenes oppgave.
- Resultat føres på [skjema](#) som henger på respektiv kjøl/frys.
- Vær oppmerksom på korrigeringsfeil etter kontrollmålinger. Denne verdien er oppgitt på termometer og på skjema.
- Dersom det er større avvik enn toleransegrensen tilsier, skal det vurderes strakstiltak.
- Eventuelle strakstiltak:
  - Justere temperatur manuelt på kjøleskap/frys hvis mulig.
  - Sørge for kortere intervall der dørene står åpne
  - Sette inn mindre mengder av romtempererte varer av gangen.

\*Varebeholdning i kjøleskap og frys ved histologisk og immunologisk lab er ikke særlig sensible for variasjon i temperatur, [Risikovurdering av termometre, Avd. for patologi SSK](#). Termometrene har vist seg stabile over flere år, og kan leses av månedlig uten økt risiko for prøve kvalitet.

## Kryssreferanser:

[II.MSK.Pat.2.3-2 Skjema for temperaturmåling kjøleskap/frys. Histologisk enhet. Avd. for patologi. SSK](#)

[II.MSK.Pat.10.7-5 Risikovurdering av termometre, Avd. for patologi SSK](#)

## Eksterne referanser:

DokumentID:D29137

Utarbeidet av: <b>Fagbioingeniør Margrete Bodin Erdal</b>	Fagansvarlig: <b>Margrete Bodin Erdal</b>	Godkjent av: <b>Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen</b>	Verifisert av: <b>09.09.2024 - Linda Kvelland Skaara</b>
--	--	--	---