

Ortognat innkost med avtrykk og modeller - ØNH, Kjeve, SSA

Side 1 av 2

Dokument ID:

II.SOK.ØNH.SSA.2.b-33

Godkjent dato:

31.07.2024

Gyldig til:

31.07.2026

Revisjon:

3.01

Somatikk Kristiansand/Øre Nese Hals/Øre Nese Hals/Pasienter og brukere/Sykepleiere

UTSTYR:

- 2 speil
- 2 stk. leppeholdere
- Linjal
- Bolle med varmt vann
- Cellestoff
- Blå plast til dekke av pas.
- Papirpussbekken
- Alginat
- Lim
- Avtrykkskjeer
- Rosa wok (1 plate deles i 3)
- Fotoapparat
- Boks med navn til modellene.

FREMGANGSMÅTE:

- Ha på hansker.
- Sjekk størrelsen på skjeene og finn frem de skjeene som passer (mål på evt tidligere modeller).
- Spray lim i et jevnt tynt lag (hold over søpla for søl). Legg dem på et papir med åpningen ned, så kan overskuddslim renne av.
- 2 strøkne skjeer alginat og vann i målebeger til 2 skjeer.
- Rør kraftig til en jevn masse og fordel det i skjeen.
- Ta kaldt vann på hansken og smør over massen, samtidig som overskudd tas av.
- Legg avtrykkene i fuktig papir hvis de blir liggende før gipsstøpning.

Lage gipsmodeller:

- Fyll i godt med gipspulver i bollen og ta i temperert vann (yoghurt konsistens).
- Rør samtidig som du setter bollen på vibratoren, for å få ut mest mulig luftbobler.
- Fyll de formene med gipsmasse.
- Hold avtrykkskjeen på kanten av vibratoren og fyll i litt og litt gipsmasse. La massen renne rundt i avtrykket. Fyll på mer etter hvert.
- Snu dem i formen og la de stå til det er halvstivt.
- Ta så forsiktig bort overflødig gipsmasse.
- La stå ca. 20 min. før avtrykket tas ut av forma og slipes til.

Utarbeidet av:

Monica Hagesæther

Fagansvarlig:

Ove Busch

Godkjent av:

Marte J. Hosøy Novik

D35035

Dokument-id:
II.SOK.ØNH.SSA.2.b-33Utarbeidet av:
Monica HagesætherFagansvarlig:
Ove BuschGodkjent dato:
31.07.2024Godkjent av:
Marte J. Hosøy NovikRevisjon:
3.01

Somatikk Kristiansand/Øre Nese Hals/Øre Nese Hals/Pasienter og brukere/Sykepleiere