

**Vedlikeholdsskjema for Trima Accel aferesemaskin. Blodbankene SSHF**

Side 1 av 1

Dokumentplassering: <b>II.MSK.FEL.LAB.FEL.IMTRA.FEL.2.1-4</b>	Godkjent dato: <b>14.05.2022</b>	Gyldig til: <b>14.05.2025</b>	Dato endret: <b>14.05.2022</b>	Revisjon: <b>2.02</b>
--	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Medisinsk serviceklinikk\Fellesdokumenter MSK\Laboratoriene fellesdokumenter\Immunologi og transfusjonsmedisin fellesdokumenter\Tapping av blodgivere

DISTRIBUSJONSliste: EK, SSA: prosedyreperm Tapperom

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 14.05.2025 uten endringer i dokumentet.

**Ved behov:**

- Tørk bort smuss og hvitt støv fra sentrifugerommet med en tørr klut (kap7-3) (SSA: daglig, etter siste kjøring)
- Vask overflater med klut og mildt såpevann, fjern smuss og søl (kap 7-3)

**Månedlig vedlikehold:**

Maskin:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
<b>Sensorene (kap 7-3)</b>												
<b>Ventilene (kap 7-5)</b>												
<b>Pumpehus og pumperotor (kap 7-5)</b>												
<b>Væskelekkasjedetektor (kap 7-6)</b>												
<b>Rengjøring etter blodsøl: (kap 7-8)</b>												

**Arkivering**

Arkiveres iht. lokale rutiner.

**Kryssreferanser:**
**Vedlegg:**
**Eksterne referanser:**

Operatørhåndbok: Trima Accel Automatisert Blodoppsamlingsystem

DokumentID:D36055

Utarbeidet av: <b>Henriette Lykke Michelsen Fagbioingeniør</b>	Fagansvarlig: <b>Fagansvarlige bioingeniører SSHF</b>	Godkjent av: <b>Klinikkdirektør Siri Tønnessen</b>	Verifisert av: <b>17.06.2016 - Kvalitetskoordinator Vivi Eide Bengtson, 06.04.2016 - Synnøve Nævdal</b>
---	--	---	--