

Uttak av diverse mindre preparat. Leger, Avd. for patologi .SSK

Side 1 av 1

Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.6.1-9	Godkjent dato: 15.02.2023	Gyldig til: 15.02.2025	Dato endret: 15.02.2023	Revisjon: 4.01
--	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Legeprosedyrer/Makro

DISTRIBUSJONSLISTE: EK.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 15.02.2025 uten endringer i dokumentet.

HENSIKT

Makrouttak av diverse preparater

OMFANG

Leger og spesialbioingeniører

UTFØRELSE**Lipom:**

Tredimensjonale mål. Vekt. Se etter kapsel. Utsiden tusjes. Ta tverrsnitt av hele preparatet. Beskriv snittflaten, se etter forandringer. Ved funn av fokale forandringer må overlege tilkalles. Ta ett til to tilfeldige snitt.

Aterom:

Mål lengde og bredde av eventuell hudoverflate. Tredimensjonale mål av underliggende vev. Kommenter om den er oppklippet eller ikke. Ta tverrsnitt og beskriv innhold/snittflate. Ta ett til to snitt.

Synovial cyste/synovialt vev/meniscus/sene:

Mål lengde og bredde. Deles hvis nødvendig.

Granulom/granulomatøs betennelse:

Mål lengde og bredde. Preparatet tusjes. Deles hvis nødvendig.

Nevrom:

Mål lengde og bredde. Preparatet tusjes. Deles hvis nødvendig.

Ganglion:

Mål lengde og bredde. Deles hvis nødvendig.

Polypp:

Tredimensjonale mål. Egne mål av eventuell stilk. Tusj reseksjonsflaten og ta et tverrsnitt av stilken. Deretter deles polyppen vinkelrett på stilknivå. Alt vev innstøpes. For polypper uten stilk, lengdesnitt mot antatt reseksjonskant, alt innstøpes. Større cervixpolypper på samme måte, alt vev innstøpes.

Hemoroide/analpolypp:

Antall vevsbiter, største diameter. Beskriv overflate (knote, farge), deles og alt innstøpes.

Tonsille:

Vekt, mål og snittflate. Bemerk kliniske opplysninger og pHIST. Vis/spør evt. lege. Ofte to tverrsnitt fra en tonsille.

Dokumentet skal verifiseres av medisinsk ansvarlig overlege.

DokumentID: D37564

Utarbeidet av: Spesialbioingeniører Stine Wathne og Laila Moseid	Fagansvarlig: Seksjonsoverlege Grete Lill Holt	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Verifisert av: 25.05.2020 - Linda Kvelland Skaara, 25.05.2020 - Avdelingsoverlege Rolf Bruun Bie
--	--	--	--