

Pachymetri

Side 1 av 1

Dokument ID:

II.SOA.ØYE.2.8.2-14

Godkjent dato:

04.01.2018

Gyldig til:

04.01.2020

Revisjon:

1.00

Somatikk Arendal/Øyeavdelingen/Metodebok Øye/Sykepleieprosedyrer/Poliklinikk

Formål

Måle corneatykkelse

Forberedelser

Dryppe paseinten med 1 dråpe Oxibuprokain 4 mg/ml i aktuelt øye

Fremgangsmåte

- Sett på maskinen
- Be pasienten om å se på et fast punkt
- Legg proben forsiktig mot cornea. Denne skal holdes rolig mot samme punkt til maskinen gir signal om at den er ferdig.
- Noter korneatykkelse (CCT) i journal.

Kode

CGFX15