

SPØRSMÅL TIL SERTIFISERING AV NIV (SERVO I)

1. Sett på nytt slangesett og gjør maskinen klar til bruk for NIV.
2. Hvilke masketyper har vi og hvordan velger du rett type?
3. Er de engangs?
4. Hvorfor er det viktig å ikke ha for stor maske?
5. Hvor ofte bør man vaske masken?
6. Hva er akseptabel lekkasje? Og hvordan håndterer NIV-modus lekkasjen?
7. Still inn respiratoren i NIV-modus og sett den opp med følgende modus:
 - PS 8, PEEP 5, O₂ 35%, Inspiratorisk stigetid 0,2 sek., inspiratorisk avslutning 40%
8. Hvis du sammenligner med invasiv modus: Hva er endret av måleverdier og alarminnstillinger?
9. Når går respiratoren over i back up ventilering
10. Still inn følgende parameter i kontrollert modus (NIV)
 - PC: 10 cm, PEEP: 6 cm
 - Respirasjonsfrekvens: 15
 - I : E = 1 : 2
11. Koble opp kapnograf til NIV-pasienten.
12. Pasientcase; KOLS pasient
 - Still inn respiratoren til denne pasienten med PS: 7 og PEEP: 5
 - Hva kan være gunstig med ispiratorisk stigetid og inspiratorisk avslutning?
13. Endre alarmgrenser øvre minuttvolumgrense: 50, respriasjonfrekvens: 40
14. Klargjøring av begreper
 - Dødromsventilasjon, shunting, kompressibelt volum
15. Sette respiratoren i *Standby*
16. Starte opp igjen fra *Standby*
17. Trender
 - Vise praktisk hvor du finner trendene
18. Forstøving
 - Aeroneb – kjenne til bruken av denne inkl rengjøring
 - Plassering av forstøverenheten
19. Rengjøring av respiratoren