

		Somatikk Arendal		Skjema	
Stell av PD kateter som ikke er i bruk, Dialysen, SSA				Side 1 av 1	
Dokument ID: II.SOA.APP.SENG.2.MSPL.5-49		Godkjent dato: 23.08.2024	Gyldig til: 23.08.2026	Revisjon: 2.03	

Somatikk Arendal/Avdeling pleie og poliklinikk/Sengeposter/Pasienter og brukere/Sykepleiefaglig Med.

HENSIKT

Sikre at PD-katetret stelles iht. prosedyre.

OMFANG

Prosedyren følges ved stell av PD-kateter som **ikke** er tatt i bruk (> 3-4 uker etter innleggelse av kateteret). Det anbefales å skifte bandasje 1-2 ganger per uke og alltid etter dusjing.

UTSTYR

Klorhexidin 5 mg/ml

2 pk. sterile kompresser 10 x 10 cm

2-3 stk. Tegaderm Film 10 x 12 cm

1 stk. Mepore 6 x 7 cm

HANDLING

- Vask hendene godt
- Fjern gammel bandasje forsiktig
Inspiser kateterutgang og huden rundt (rødme, sekresjon).
- Fukt kompressene med Klorhexidin.
Vask godt ved innstikkstedet.
- Legg en Mepore bandasje over innstikksted.
Legg så en steril kompress rundt PD-kateteret.
- Dekk deretter all bandasje med Tegaderm Film.

Ved mistanke om infeksjon (siving/sekresjon i bandasjen) skal det skiftes daglig og vurderes av lege eller dialysesykepleier.

Kryssreferanser

Eksterne referanser

Utarbeidet av: AnneTrine Johnsen	Fagansvarlig: Anne Trine Johnsen	Godkjent av: Nina Roland	
--	--	------------------------------------	--