

		Medisinsk serviceklinikk		Prosedyre
Molekylærpatologi- Svarutgivelse. Leger. Avd. for patologi SSK.				Side 1 av 2
Dokumentplassering: II.MSK.Pat.2.6-8	Godkjent dato: 13.06.2024	Gyldig til: 13.06.2025	Dato endret: 13.06.2024	Revisjon: 5.00

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Legeprosedyrer

DISTRIBUSJONSLISTE: EK

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenges uten endring

HENSIKT

Sikre gode og korrekte rutiner for svarutgivelse av molekylærpatologiske analyser.

OMFANG

Overleger/LIS ved avdeling for patologi.

AKKREDITERT?

Nei

UTFØRELSE

Kompletterende svar med resultat av molekylærpatologisk analyse

- Tramstop Diagnostikk: Skann barkode på listen med molekylærpatologiske resultater (levert fra MOLPAT ansvarlig bioingeniør).
- Trykk på «Kompletterende svar»
- Åpne vedlegg med svarrapport i DIT-tramline, og etterpå vedlegg med Biocartis report.
- Sammenlikne begge resultater.
- Ved overenstemmelse:
 - Gå inn i diagnosefelt av LVMS og skriv: Det ble utført molekylærpatologisk analyse.
 - Legg inn hvilket gen ble undersøkt og om mutasjon er påvist eller ikke påvist, eller om analysen ikke kan utføres (med årsak: For eksempel for liten tumorandel, dårlig DNA kvalitet).
 - Ved påvist mutasjon: Angi aminosyreendring (for eks. G12V for KRAS-analysen).
 - Angi analyser som ikke ble utført med hensyn til diagnostisk algoritme (for eksempel: Analyse av NRAS/BRAF ikke utført, da mutasjon er påvist i KRAS).
 - Henvis til vedlegg.
- Ikke overenstemmelse av svarrapport DIT og Biocartis: Ta kontakt med MOLPAT ansvarlig bioingeniør.

Vedlegg:

Kryssreferanser:

[II.MSK.Pat.2.3.4.1-1](#)

[II.MSK.Pat.2.3.4.1-2](#)

[Skjæring og behandling av snitt til molekylære undersøkelser. Molekylærpatologi. Histologisk enhet. Avd. for patologi SSK.](#)
[Bruk av Biocartis Idylla plattform for molekylær testing. Molekylærpatologi. Histologisk enhet. Avd. for patologi SSK.](#)

Eksterne referanser:

DokumentID:D47808

Utarbeidet av: Overlege Britta Kleist	Fagansvarlig: Britta Kleist	Godkjent av: Avdelingssjef Hilde Bjørnestøl Hansen	Verifisert av: 11.06.2024 - Linda Kvelland Skaara
---	---------------------------------------	--	---

Dokumentplassering:
II.MSK.Pat.2.6-8Utarbeidet av:
Overlege Britta KleistFagansvarlig:
Britta KleistGodkjent
dato:
13.06.2024Godkjent av:
Avdelingssjef Hilde
Bjørnestøl HansenRevisjon:
5.00

Medisinsk serviceklinikk/Avd for patologi SSK/Pasienter og brukere/Legeprosedyrer