

**OPPGAVELISTE FOR INTENSIVPASIENT - METAVISION**

 Dokument ID:  
**II.SOK.AIO.SSK.2.b-14**

 Gruppe:  
**Pasientadmin rutine**

 Godkjent dato:  
**09.05.2023**

 Gyldig til:  
**09.05.2025**

 Revisjon:  
**0.03**

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere/Pasientadmin rutine

**OPPSTART:**

Når man får en ny intensivpasient, skal man legge inn oppgaver og gjøremål som er aktuelt for den enkelte pasient. Hvis pasienten f.eks. ligger på respirator, så vil det medføre en del ekstraoppgaver. Her finnes det en egen «knapp» for respirator, hvor oppgavene er samlet opp.

Husk å oppdatere arbeidsoppgavene ettersom pasienten får innlagt nytt utstyr.

Opgavene legges inn i MetaVision via «nye oppgaver». Legg inn tidspunkter og frekvens slik at det passer inn i døgnrytmen til din pasient. Du kan også skrive inn utfyllende kommentarer.

Man kan redigere tidspunkt/frekvens senere ved å gå inn på «aktive oppgaver» og trykke på menyknappen til venstre i oppgavelinjen.

Redigering av oppgaver for eksempel av SVK som er gjort utenom 7 dagers intervallet kan gjøres ved at du går inn i arbeidslista for oppgaver og finner frem oppgaven, huker av og velger rediger. Velg så riktig dato og du vil komme i «hakk» igjen. (vær obs. på tidsvinduet oppe i menyfeltet ikke en lengre enn 2 dager. Dette kan du endre på for å finne den oppgaven du vil redigere).

**AVDELINGENS RUTINER FOR OPPGAVER:**

|  |  |
|--|--|
| <b>HVER VAKT:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroll infusjoner</li> <li>• Infusjon skift sett/koblinger propofol (12t)</li> <li>• Ernæring sjekk ventrikk/ernæringssonde</li> <li>• Ernæring skift slange/sprøyte</li> <li>• Kontroll – respirasjonlyder</li> <li>• Kontroll – plaster og posisjon tube/trach</li> <li>• Kontroll cufftrykk</li> <li>• Kontroll tarmlyder</li> <li>• Munnstell</li> <li>• SVK – kontroll av posisjon</li> <li>• CAM-ICU</li> <li>• Nullstille registreringsutstyr</li> </ul> | <b>DAGLIG:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infusjon – skift sett/kran for fettløsninger</li> <li>• Inhalasjon – skift utstyr</li> <li>• NEMS – utfør skår (i DIPS)</li> <li>• Nullstille infusjons- og sprøytepumper (07)</li> <li>• Sug – skift slange/vannbeholder</li> <li>• Trakeostoma – stell</li> <li>• Trakeostoma – stell innerkanyle</li> </ul> |
| <b>HVER 3. DAG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sug – skift lukket sug med svivel etter 72 timer</li> </ul>  | <b>HVER 4. DAG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arteriekanyle – skift trykksett og flushingvæske</li> <li>• SVK – skift trykksett og flushingvæske</li> <li>• Infusjon – skift sett/kran til klare væsker/medisiner</li> <li>• Pretransfusjonsprøver</li> </ul>  |
| <b>HVER 7. DAG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Urinkateter – skift urinpose og/eller timediurese sett</li> <li>• Arteriekanyle – stell innstikksted</li> <li>• EDA- skift filter</li> <li>• PICCline – stell innstikksted</li> <li>• SVK – stell innstikksted</li> </ul>  | <b>RESPIRATOR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respirator – skift slanger, insp filter og eksp.ventil, fuktekammer hver 28.dag.</li> <li>• Ekspirasjonside – skifte bakterie/virusfilter - daglig</li> <li>• Svivel – bytt svivel – daglig</li> </ul>  |

 Utarbeidet av:  
**Int.spl. Frode Kleveland**

 Først utgitt:  
**23.03.2020**

 Fagansvarlig:  
**Int.spl. Frode Kleveland**

 Godkjent av:  
**Ikke styrt**

Dokument-id:  
 II.SOK.AIO.SSK.2.b-14

 Utarbeidet av:  
 Int.spl. Frode Kleveland

 Fagansvarlig:  
 Int.spl. Frode  
 Kleveland

 Godkjent dato:  
 09.05.2023

 Godkjent av:  
 Ikke styrt

 Revisjon:  
 0.03

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere/Pasientadmin rutine

|   |   |
|---|---|
| <b>CRRT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dialysekateter stell innstikksted <u>hver 7. dag</u></li> <li>• Dialysevæsker – dobbelt kontroll – <u>ved behov</u></li> <li>• CRRT – kontroll avluftningskammer</li> <li>• CRRT – skift filter</li> </ul> |   |
| <b>PICCO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PiCCO – skift trykksett og flushingvæske hver 4. dag</li> <li>• PiCCO - stell innstikksted – hver 7. dag</li> </ul>   | <b>SEDACONDA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inhalasjon – skift utstyr – skriv i kommentarfeltet: Sedaconda-filter</li> <li>• NO-gass – sjekk vannfelle – skriv i kommentarfeltet: Sedaconda -vannfelle</li> </ul> |

Rutiner for skift og stell av utstyr som ikke ligger i MetaVision ligger i egen prosedyre i EK  
[Rutiner for skift og stell av utstyr, Intensiv SSK](#)

Registreringer i MetaVision, se egen prosedyre i EK  
[Veiledningsdokument for brukere i MV](#)