

Glubranbehandling ved fundus- og øsofagusvaricer, Avdeling for pleie og poliklinikk, SSA

Side 1 av 1

Dokument ID:

II.SOA.APP.SENG.2.MSPL.6-9

Godkjent dato:

20.01.2023

Gyldig til:

20.01.2025

Revisjon:

6.00

Somatikk Arendal/Avdeling pleie og poliklinikk/Sengeposter/Pasienter og brukere/Sykepleiefaglig Med.

Indikasjon

- 1) Hemostatisk ved akutt blødning fra øsofagusvaricer
- 2) Behandling av varicer i fundus/cardia

Fremgangsmåte

Benytt fortrinnsvis endoskop med stor (3,2 med mer) sugekanal, gir mulighet for å suge ved siden av injeksjonskateteret.

Distale 25 cm av endoskopet beskyttes med silikonolje.

Sugekanalen på skopet må ikke benyttes før tidligst 20 sek. etter avsluttet injeksjon. Sugelangen kan eventuelt frakobles endoskopet umiddelbart før injeksjonen.

- Glubran ligger i kjøleskapet
- Bruk terapiskop
- Smør skoptuppen med silikonolje
- Spyl gjennom nålen med sterilt vann
- Sugelangen kobles fra før behandlingen starter. (Blod og Glubran virker som sement)

Behandling

- Bruk vernebriller og hansker
- Sterilt vann 2,2 ml
- Glubran i 1 ml sprøyte
- Sterilt vann 2,5 ml

Dekk pasientens ansikt. Annet personale må beskytte seg eller snu seg vekk.

- Spyl gjennom nålen med sterilt vann
- Sett Glubran
- Etter at blandingen er injisert i varisen, settes umiddelbart 2,5 ml sterilt vann intravaricøst for å få hele bolus ut av nåla
- Skyll deretter resten av sterilt vann ut i lumen for å sikre at alle rester er borte
- Trekk nålen inn i hylsen før skopet med skleroseringsnålen trekkes opp
- Nålen klippes ved arbeidskanalens inngang, og trekkes ut gjennom tuppen av skopet.
- Dersom det er synlig lim på linse/skoptupp, kan dette vaskes av med litt aceton på en kompress.
- Husk å SKYLLE GODT med vann/enzymsåpe UMIDDELBART etterpå!
- Gjennomfør deretter vanlig vask av skopet.

Kryssreferanser**Eksterne referanser**

Utarbeidet av: Spl. Gastrolab	Fagansvarlig: Tove Pedersen	Godkjent av: Nina Roland	
---	---------------------------------------	------------------------------------	--