• SØRLANDET SYKEHUS M	Medisinsk serviceklinikk					
Beskrive og godkjenne under Radiologisk av	Side 1 av 7					
Dokumentplassering:	Dato endret:	Revisjon:				
II.MSK.Rad SSK.3.10.4-1	30.11.2023	30.11.2025	30.11.2023	6.00		

DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Eventuelt hvor godkjent papirversjon finnes.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Korrigert innholdsliste. Oppdaterte skjermsparinger. Små omformuleringer.

Innhold

1.	Generelt	1
2.	Beskrive	2
3.	Kontrasignere	4
4.	Manuell beskrivelse i DIPS (uten synkronisering med PACS)	5
5.	Manuell beskrivelse i PACS (uten synkronisering med DIPS)	6
Kry	'ssreferanser	7

1. Generelt

Vær svært oppmerksom på at synkronisering mellom DIPS og PACS kan falle ut! Kontroller alltid at samme pasient er aktiv i DIPS og PACS før beskrivelse opprettes. Ny synkronisering kan framtvinges ved å minimere og maksimere DIPS.

Dersom undersøkelsen i PACS markeres med et ikon med spørsmålstegn, er det ikke lenger samsvar mellom NORSSK-kodene i DIPS og PACS. Kontakt radiograf på lab eller radiologisk IT-personell for korrigering. Undersøkelsen kan beskrives manuelt i DIPS.



Arbeidsflyt og ansvarsforhold for oppfølging av utsendte radiologiske beskrivelser finnes i foretaksprosedyren «<u>Lese, vurdere og signere radiologiske svar i DIPS</u>».

			DokumentID:D04585
Utarbeidet av:	Fagansvarlig:	Godkjent av:	Verifisert av:
Eva Garthus	Arne Dybfest	Heidi Kollstad	0
	-		

• SØRLANDET SYKEHUS	Beskrive og godkjenne undersøkelser i DIPS og PACS - Radiologisk avdeling SSK					
Dokumentplassering:	Utarbeidet av:	Fagansvarlig:	Godkjent	Godkjent av:	Revisjon:	
II.MSK.Rad SSK.3.10.4-1	Eva Garthus	Arne Dybfest	dato: 30.11.2023	Heidi Kollstad	6.00	

2. Beskrive

Ri Redger Vis Veduty Demonstraçijon Vindu Hjalp	
tig w Marine Ko Copidate Alut Swetter Hy Hy Medam Law Steffer Skit Swetter Hy Hy Medam Law Steffer Skit Swetter Skit Swett	ECTRA
Fett Gjolenovatke Gjon Fetodorumme 700 de Mann	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	: > >
1 Athull analysis for advalues	
Ander Synthetik in the State Charles State	
C C	
n cr sa rear moderni rodypolo ou rodulo permi dunicano rago nominicano re docene udo Hervistav	
2 Aunt 2 Paske 1 Puner 5 Edger 2 L. H., DX RG Håndledd/A Begge sider 08., IXXE BESKREVET M 70 år	
MR 165 2 H DX RG Hand/A Begge sider 08 IKKE EESSREVET M 70 år RG Hand/A/Begge sider	
2. Add: 1 vision 1 vision 2 Vi	
ALLE ABBEDRUSTER	
Attuell promisende radiolog 1ODX Kis Hotte/A Begge sider 08 IKKE IRESKRIVET ► 08.11.20/31508, M 24r	
Understakter på stue 2 S DX RG Totalkolumna 09 IKKE BESKREVET F BARN 13 år	
✓ Diktering 1 R DX RG Bekken 09 IXXE BESKREVET F 84 år	
🗋 Angio 1 R., DX RG Hotter/A Venstreidig 09 IXXE BESKREVET F 84 år	
CT 2 K DX RG Hand/A Havresidig 09 IKKE BESKREVET M Bruddkontroll (idke adm 16 år	
🖞 Gjennomlysning 0 8 DY BCL/w/d Renow ider 00 WYC BCL/WD/CT M 001120/30640 8 77 L	
MR U_V_UX Ko Lakkawa (U Ko Lakkawa (U Ko Lakkawa (U Ko	
Pk //L 0. D., DX RG Oversrm/A Venstresidig 09 IKKE BESIKREVET F Bruddkontroll (Ake adm 43 år	
Construction of the set structure Constructure Constr	
Parabody was obtained Out Stur DX RG Ankeledd/A Begge sider 09 IXXE BESIREVET M 68 år	
C Analysis and An	
D Scintgrafi	\leftarrow : \rightarrow
🗅 Uteralyd Pasienthistorikk for / 65 undersakelser, 4 stemmer overens med arbeiddisten	
🖞 Utinajad K1	
Utralyd K3 Frem… D +1 Modali… Beskrivelse Status Granskende lege Henvisnings-ID Kode +2 Institusjon Kc	
🗋 Us, eldre enn 14 dager	
V Kontrasignering V U DV NO HNIKVA BOYJE SHOT INC. BESAKETET INVOLUZIONE SIMU AND	
Ango O DX RG Haindledd/A Begge sider IXCE BLS/GRVET NORSSK137_ SND0A/ZTX_ SSHF Kristans_	
O_ DX RG Ankelledd/A Begge sider KKE BESKREVET NORSSK137_ SNH0BAZTX_ SSHF Kristians.	
Opunkteringsmann Opunkteringsmannn Opunk	
C CTHals/Intravenas kontrast GODK/ENT ØNH NORSSK1360 SSBAD/27006A SSH Kristbans	
Ú PET/CT	
🗅 Radiologi lingen svar	
🗅 Radiologi, adm. beskrivelse 🛛 Bilder i 0 🗸 🗸	
C Radiologi, RG Toraks	
Radiology, writer pi svar	
f ^h Utwald G	
🖞 Us. eldre enn 14 dager	
> Statistik	
> SSK Radiologisk demo	
> Bukenteidiliter v	

- I PACS: Velg arbeidsliste «SSK Radiolog» «Diktering» aktuell modalitet, eventuelt annen arbeidsliste
- Søk eventuelt opp pasient i PACS ved hjelp av fødselsdato eller navn
- Bildevinduet åpnes ved å dobbeltklikke på en undersøkelse i pasienthistorikken eller klikke på ikonet i verktøyraden
- Bytt til DIPS ved å klikke på ikonet på oppgavelinjen eller trykke «Alt + Tab»
- DIPS åpner automatisk vinduene «Radiologisk konsultasjon» og «Ny beskrivelse»
- Kontroller at samme pasient er aktiv i DIPS og PACS!
- Gamle beskrivelser gjenfinnes mange steder, blant annet:
 - DIPS: «Radiologisk historikk», «Alle journaldokumenter», arkfanen «Historikk» i konsultasjonsvinduet
 - o PACS: Informasjonsvinduet, eller ved å trykke D i bildevinduet

• SØRLANDET SYKEHUS	Beskrive og godkjenne undersøkelser i DIPS og PACS - Radiologisk avdeling SSK					
Dokumentplassering:	Utarbeidet av:	Fagansvarlig:	Godkjent	Godkjent av:	Revisjon:	
II.MSK.Rad SSK.3.10.4-1	Eva Garthus	Arne Dybfest	dato: 30.11.2023	Heidi Kollstad	6.00	

Konsultasjon Øko	nomi Historikk Oppsett						1 Kvalitet/ DRG	
Dato, tid og sted: Inn Dato: Inn Klo 07.02.19 📩 09:48	kke: Ut Dato: Ut 3 → 07.02.19 → 10	Klokke: K	pisoded onsultasj Itredning	ata: onstype:	Indirekte aktivite	Rekv.nr: 2019 044	281 op. Ø-hjelp: 🔽	
Avdeling:	Tert Bob 01/160-31963 (r	a) - Se/endre l	rosiektko beckrive	de: Ice/diktat	Hasterrad			
Seksjon: Radiologisk seksjor Behandlere og h Behandler: EVAGAR	Beskrivelse(r): Vis: Tekst: Ingen beskrivelse/diktat Ny beskrivelse		Deskiive	Fargeforklaring: Ingen beskrive Ny beskrive Beskrivelse Ikke ferdig u	velse/diktat se/diktat uten und.tilknytnir tført undersøkelse	ig Behandler: EVAG	4F 🏄 Garthus, Eva, Sr	arlandet Sykehus Hf
Henvist <u>fra:</u> EVAGAR	Undersøkelse(r): Kode: Side:TK	: Lab:		Underord.kode	r: S	tatus:	Examid:	_
Demonstrasjon: De	SNE0AA RG Bekken	KO	Ó Ó		Und.info	tført undersøkelse Endre besk.	NORSSK8145	E
Demo for seksjon/lo	SNF0AA ZTX0XB RG Hofte, A Venstresidig	KO	00		Und.info	tført undersøkelse Endre besk.	NORSSK8145	
Undersøkelser: Laboratorium:	SSC0AA RG Toraks	KO	00		Und.info	tført undersøkelse Endre besk.	NORSSK8145	
Undersøkelser: K0: RG Bekken, RG	Kontaktårsak: Standard henvisningsperiode for r	adiologi			Hva ønske	s undersøkt:		Merk
	Henvisningsårsak: Standard henvisningsperiode for r	adiologi			*			Ŧ
		Γ	<u>F</u> orhånd	lsvisning		Endre und koder	Lagre Ny	besk.

- Se gjennom listen over undersøkelser slik at du vet hvilke undersøkelser du skal beskrive samtidig (rtg. bekken, hofte og thorax i eksempelet ovenfor)
- Velg «Ny besk.»

Test, Bob 01	Test, Bob 010160*31963* (m) - Røntgenbeskrivelse □ □
Dato, tid og s Inn Dato: In 10.08.12	Problem stilling Standard henvisningsperiode for radiologi
Seksjon: Radiologisk sek Behandlere o Behar SONK Tes SONK Vis: 1 Demo Demo Ur Demo Vr Demo	Us.dato: 10.08.12 Beskrevet av: Sonja H <u>Repstad</u> Nakken Henvist av: Sonja H <u>Repstad</u> Nakken

- For bruk av talegjenkjenning: Klikk på ikon for TGK
- Les gjennom og korriger beskrivelse
- Lagre beskrivelse underveis i diktering: trykk «Ctrl + S»
- Godkjenn beskrivelse: «Ctrl + G», bekreft ved å klikke «Godkjenn» eller trykke «Enter»
- Trykk «Send» for å bekrefte at svar sendes ut
- Beskrivelsen sendes elektronisk til rekvirent og kopimottaker. Svar til mottakere uten mulighet for mottak av elektroniske svar blir automatisk skrevet ut i ekspedisjonen og behandlet videre av merkantilt personell.

• SØRLANDET SYKEHUS	Beskrive og godkjenne undersøkelser i DIPS og PACS - Radiologisk avdeling SSK					
Dokumentplassering:	Utarbeidet av:	Fagansvarlig:	Godkjent	Godkjent av:	Revisjon:	
II.MSK.Rad SSK.3.10.4-1	Eva Garthus	Arne Dybfest	dato: 30.11.2023	Heidi Kollstad	6.00	

3. Kontrasignere

- Aktiver pasienten i PACS, DIPS henter da automatisk opp den uferdige beskrivelsen
- Se gjennom og gjør eventuelle korrigeringer
- Lagre beskrivelse underveis i diktering: trykk «Ctrl + S»
- Godkjenn beskrivelse: «Ctrl + G», bekreft ved å klikke «Godkjenn» eller trykke «Enter»
- Trykk «Send» for å bekrefte at svar sendes ut
- Beskrivelsen sendes elektronisk til rekvirent og kopimottaker. Svar til mottakere uten mulighet for mottak av elektroniske svar blir automatisk skrevet ut i ekspedisjonen og behandlet videre av merkantilt personell

• SØRLANDET SYKEHUS	Beskrive og godkjenne undersøkelser i DIPS og PACS - Radiologisk avdeling SSK					
Dokumentplassering:	Utarbeidet av:	Fagansvarlig:	Godkjent	Godkjent av:	Revisjon:	
II.MSK.Rad SSK.3.10.4-1	Eva Garthus	Arne Dybfest	dato: 30 11 2023	Heidi Kollstad	6.00	

4. Manuell beskrivelse i DIPS (uten synkronisering med PACS)

Dersom PACS er utilgjengelig kan bildene beskrives i DIPS hvis de er vurdert på modalitet.

Dersom det ikke er tatt bilder, for eksempel dersom det ikke lagres noen bilder ved en ultralydundersøkelse, finnes ikke undersøkelsen i PACS. Pasienten må da søkes opp manuelt i DIPS for diktering.

• Søk opp pasienten i DIPS med F11, eller aktiver aktuell pasient fra RIS arbeidsliste eller liknende

 Sim-Senter Nev, Kristian Fredriksen 045041-01571 (m) - DIPS RIS: Sørlandet sykehus HF

 Bruker
 Pasient
 Vis
 Rutine
 Verktøy
 Rapporter
 Vindu
 Hjelp

 Image: Image:

Klikk på «Radiologisk historikk» på menylinjen, eller trykk «Shift + F7»

🌖 Sim-Sen	ter Nev, Ann	a Olsen ()14183-07230 ((k) - Radiolo	ogisk hist	orikk				Ø
Und.dato	Kons.dato	Frikode	Henv. fra	Beh.lege	ØHjelp	Seksjon		Avd	LK RNr	Rekv.nr
Kode	Side Anta	ill TKode	e Tekst				Status	DicomId		Godkjent av
16.06.2022	16.06.2022	١Ø	AMUBIR	KRIHER	Ja	Radiolog	isk seksjon	RAD		2020 866068
SAAQAD			CT Caput				Godkjent beskrivelse	NORSSA	413298880	Dahlslett, Kristine Hermansen, Sørlandet Sykehus Hf
SSH0AP:	ZTXOEA		CTANG angio	grafi av hode) og hals, l	ntravenøs	Godkjent beskrivelse	NORSS/	413298881	Dahlslett, Kristine Hermansen, Sørlandet Sykehus Hf
10.06.2022	10.06.2022	Ø	OSCYST	LAUFRA	Ja	Radiolog	isk seksjon	RAD		2020 859665
SAAQAD			CT Caput				Godkjent beskrivelse	NORSSI	<13293253	Frascheri-Verzelli, Laura, Sørlandet Sykehus Hf
SSH0AP:	ZTXOEA		CTANG angio	grafi av hode	e og hals, l	ntravenøs	Godkjent beskrivelse	NORSSI	<13293254	Frascheri-Verzelli, Laura, Sørlandet Sykehus Hf

 Hver konsultasjon består av én hovedlinje pluss én linje per NRCP-kode i historikken. Dobbeltklikk på øvre linje (linje med dato etc) for å åpne konsultasjonsvinduet. (Dobbeltklikk på en av linjene med NCRP-kode for å dersom det foreligger en beskrivelse som skal redigeres/kontrasigneres.)

🎬 Test, Bob 010160*31963* (m) - Radiologisk konsultasjon (1.03.17
Konsultasjon Økonomi Historikk Oppsett	1 Kvalitet/ DRG
Sonsultation Økgnomi Hitgorikk Oppsett Dato, tid og sted: Inn dax Inn bagx Inn dax Inn bagx Inn dax RAD Inn dax Seksjon: Lokalisering Radiologisk seksjon: Avdeling Behandlere og henvise: Behandlere og henvise: Behandlere og henvise: Marchal - RAD KUNE Marchal - RAD	
Demo for avd: Demo for avd: Demo for seksjon/lokalseing: Under the local	Pas tak ut av senga i natt. Kan ikke opplytt. belatet venstte bein. Smetter i trochanteregionen.
Undersakelser: Undersakelser: Undersakelser: 0. RG Bekken, RG Hoffe, A Venstresidig	Frikode: Fri undersøkelse (Intet blir fakturet) Refusjonsmerknad: 3 Sett uoppgjort 4 Nytt oppgjør 5 Vis reskontro 6 Kvittering
\longrightarrow	Dokumenter Svarmott. Henvisning Lagre Lukk Hjelp
\rightarrow	Ny beskrivelse Endre beskrivelse DikterBeskrivelse Utskrift beskrivelse Skann beskrivelse Etikett - konsultasjon

- Klikk «Dokumenter» «Ny beskrivelse» og kontroller at du beskriver riktig undersøkelse.
- Klikk «Ny besk.» og fortsett som normalt.

• SØRLANDET SYKEHUS	Beskrive og godkjenne undersøkelser i DIPS og PACS - Radiologisk avdeling SSK					
Dokumentplassering:	Utarbeidet av:	Fagansvarlig:	Godkjent	Godkjent av:	Revisjon:	
II.MSK.Rad SSK.3.10.4-1	Eva Garthus	Arne Dybfest	dato: 30.11.2023	Heidi Kollstad	6.00	

5. Manuell beskrivelse i PACS (uten synkronisering med DIPS)

Ved stans i DIPS er det mulig å opprette beskrivelser manuelt i PACS. Disse beskrivelsene vil ikke bli automatisk overført til DIPS når stansen er over, men de kan kopieres manuelt fra PACS til DIPS.

• Aktiver aktuell undersøkelse i PACS. Ved DIPS-stans eller brokerstans blir ikke undersøkelsens status oppdatert i PACS og bildene kan derfor ligge i andre arbeidslister enn normalt, for eksempel på arbeidslistene i mappen SSK Radiograf.



- Klikk på symbolet for «Ny tom beskrivelse»
- Skriv inn beskrivelsen. Talegjenkjenning fungerer ikke i PACS.



- Lagre beskrivelsen ved å trykke Ctrl + S eller klikke på symbolet for lagring
- En lagret beskrivelse kan redigeres ved å klikke på symbolet for redigering
- Når DIPS er tilbake i drift kan beskrivelsesteksten kopieres fra PACS til en ny beskrivelse i DIPS. Radiograf på lab eller radiologisk IT-personell kobler så undersøkelsen til riktig NORSSK-kode.

• SØRLANDET SYKEHUS	Beskrive og godkjenne undersøkelser i DIPS og PACS - Radiologisk avdeling SSK					
Dokumentplassering: II.MSK.Rad SSK.3.10.4-1	Utarbeidet av: Eva Garthus	Fagansvarlig: Arne Dybfest	Godkjent dato: 30.11.2023	Godkjent av: Heidi Kollstad	Revisjon: 6.00	

Kryssreferanser

II.MSK.Rad SSK.3.10.3- Splitte og koble undersøkelser i PACS - Radiologisk avdeling SSK

1 II.MSK.Rad SSK.4-3

Nødstansprosedyre - Radiologisk avdeling SSK

Eksterne referanser