

		PASIENTER OG BRUKERE		Prosedyre
RADIUSGIPS (KUNSTGIPS,SIRKULÆR)- AKUTTMOTTAK- SSK				Side 1 av 2
Dokument ID: II.SOK.MEK.SSK.2.a.1.1-11	Gruppe: Skadepoliklinikk	Godkjent dato: 22.04.2024	Gyldig til: 22.04.2028	Revisjon: 8.00

Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Akuttmottak - SSK/Pasienter og brukere/Behandlingsrutiner

BAKGRUNN:

Hensikt

- Oppnå optimal bruddtilheling

Omfang

- Gjelder pasienter med håndledds fraktur i tilfredsstillende stilling som skal ha sirkulær gips

HANDLING:

Lege har ansvar for:

- Korrekt bruddstilling
- Gipslegging i samarbeid med sykepleier

Sykepleier har ansvar for:

- Klargjøring av utstyr (Soft/Scotchcast 5cm, evt.7.6cm, gipsstrømpe, skumteip, evt. vattforing, hansker, vaskevannsfat, saks)
- Gipslegging i samarbeid med lege

Gipsing:

- Pas. setter albuen på bordet, og holder håndleddet i nøytral stilling (tommel mot skulder)
- Legg på strømpe. Skråklipp et lite hull til tommelen. Beregn at strømpen skal brettes tilbake i begge ender
- Bruk skumteip på utsatte benfremspring i håndleddet, evt. et tynt lag vattforing over hele armen ved hevelse
- Legg Softcast sirkulært med 50 % overlapp. Start 2 fingerbredder nedenfor albuen (utstrakt arm). Dra gipsbindet ut før du legger gipsen. Legg 2 runder mellom «broa» (skråklipp). Gipsen skal opp til MCP-leddet. Palmarlinjen skal være fri inni hånden og det skal være full bevegelighet i tommelen
- Lag gipslaske av 3 lag Scotchcast, lag den ene enden ca 10 cm lengre. Denne legges over selve radius. Lasken skal være noe kortere enn selve gipsen. Legg lasken dorsalt/radialt
- Strømpen brettes tilbake i begge ender for å få myke kanter
- Det skal legges en ny runde med Softcast ytterst. Dypp denne i et vaskevannsfat (romtemperert) og legg 1 runde Softcast sirkulært kant i kant (1 runde rundt «broa»). Modeler gipsen
- Obs. skarpe kanter, evt. friser gipsen
- Informer pasienten og del ut informasjonsbrosjyre

kryssreferanser

Eksterne referanser

Utarbeidet av: M.Grundetjern, K.Hansen spl	Først utgitt: 09.01.2006	Fagansvarlig: Anne Catrine Nyberg	Godkjent av: Anne Catrine Nyberg	
--	------------------------------------	---	--	--



Legg på strømpe og skumteip



Legg på gipsbind med 50% overlapp, Gå to ganger gjennom broa, klipp fra pasienten.



Legg på lasken 3 lag. Lag den ene litt lengre som legges tilbake over radius. Brett strømpen tilbake og fikser med dynket gipsbind kant i kant.



Klipp frem tommelen så denne har full bevegelse.