

		Somatikk Kristiansand		Retningslinje
Intensivpasient på MR				Side 1 av 1
Dokument ID: II.SOK.AIO.SSK.2-6		Godkjent dato: 30.01.2026	Gyldig til: 30.01.2028	Revisjon: 2.08

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere

Pasienten skal ventileres med anestesiapparatet som står på MR-lab, eller MR-kompatibel Hamilton T1

Sjekkliste over utstyr:

- Alle Braun infusjons- og sprøytepumper skal inn i eget ”pumpeskap” på MR-laben. Kontakt anestesiavdelingen som oppbevarer dette.
- Alle infusjonsslanger må forlenges med **vanlige tynne infusjonsslanger** 2 stk, som da blir 2m x2
- Bruk MR-kompatible EGK-elektroder
- Trykksett til CVP og arteriekran: OK, men bruk overtrykksmansjett av stoff der metallringen er tatt av.
- Venfloner og CVK: OK
- Urinkateter med temp.probe: OK
- Foleykateter: OK
- Ernæringssonde: OK
- Endotrachealtube og tracheostomi: OK
- Epiduralkateter: OK
- Altitude thoraxdrenasjesett: OK
- Pasientskjorte må være uten metallknapper
- Sjekk at pasienten ikke har smykker/piercing på seg.

I de hvite skapene står det en bakke med MR-utstyr. Denne inneholder MR-kompatible elektroder, forlengelsesslanger, overtrykksmansjett i stoff.

Utstyr som finnes på MR-rommet:

- Datex monitoreringsutstyr
- Sug og utstyr for trakealsuging (på anestesiapparatet)
- O2-manometer koblet til vegguttak

Sykepleiere og annet personell:

- Ta av alle ting av metall før man går inn i MR-rommet. Klokker, smykker, sakser, penner, ID-skilt etc.
- BH med spiler går greit.
- Brillen testes av personalet på MR, går som regel greit.
- Gravide bør ikke være inne på MR-rommet under undersøkelse fordi lyden kan skade fosteret.
- Alle vil bli spurt om de er operert i hode, øyne, ører eller hjerte med tanke på om det er satt inn klips eller metalleder.
- Innlagt pacemaker er absolutt kontraindikasjon for både personale og pasient.

Kryssreferanser

Eksterne referanser

Utarbeidet av: Alf Frode Eriksen	Fagansvarlig: Ole Georg Vinorum	Godkjent av: Avd.leder Grete K. Erdvik	
--	---	--	--