

|                                                                                   |  |                                     |                                  |                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|  |  | <b>Medisinsk serviceklinikk</b>     |                                  | <b>Skjema</b>                     |                          |
| <b>Loggskjema for utført vedlikehold småinstrumenter, ImTra SSK.</b>              |  |                                     |                                  |                                   |                          |
| Dokumentplassering:<br><b>II.MSK.ImTra.2.g.3.3-1</b>                              |  | Godkjent dato:<br><b>22.11.2024</b> | Gyldig til:<br><b>22.11.2027</b> | Dato endret:<br><b>21.02.2025</b> | Revisjon:<br><b>3.06</b> |

Medisinsk serviceklinikk/Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin SSK/Pasienter og brukere/Immunologi/Manuelle analyser  
DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Papirform ved Hamilton diluter.  
ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: 3.06: Lagt til månedlig vedlikehold av PC til mikroskop

### Hamilton diluter: Hver fredag

- Skylls igjennom med 70 % sprit. Skyll x 3 med sprit, la stå med sprit i ca. 30 min.
- Skyll deretter godt igjennom med nytt vann (prime 2 x 3 ganger).
- Lag til ny kolbe med vann.

### PC til mikroskop: Månedlig

- Skru på og logg på PC.

### Grant vannbad: Månedlig

- Koble fra strøm i vegg, deretter kobles ledningen fra vannbadet.
- Bær vannbadet til vasken og tøm innhold. Vaskes utvendig med lunket vann. Stålbeholderen og lokket vaskes med klut og mildt såpevann. Etter tørking kan vannbadet fylles med nytt vann og skrus på igjen.

### Pluggo røravkorker: Månedlig

- Se [Bruk og vedlikehold av Pluggo røravkorker, ImTra SSK](#)

Signer for ferdig utført vedlikehold på loggskjemaet:

| Utstyr                    | Dato | Signatur | Utstyr                    | Dato | Signatur |
|---------------------------|------|----------|---------------------------|------|----------|
| Diluter+Vannbad+Pluggo+PC |      |          | Diluter+Vannbad+Pluggo+PC |      |          |
| Diluter                   |      |          | Diluter                   |      |          |
| Diluter                   |      |          | Diluter                   |      |          |
| Diluter                   |      |          | Diluter                   |      |          |
| Diluter+Vannbad+Pluggo+PC |      |          | Diluter+Vannbad+Pluggo+PC |      |          |
| Diluter                   |      |          | Diluter                   |      |          |
| Diluter                   |      |          | Diluter                   |      |          |
| Diluter                   |      |          | Diluter                   |      |          |
| Diluter+Vannbad+Pluggo+PC |      |          | Diluter+Vannbad+Pluggo+PC |      |          |
| Diluter                   |      |          | Diluter                   |      |          |
| Diluter                   |      |          | Diluter                   |      |          |
| Diluter                   |      |          | Diluter                   |      |          |
| Diluter+Vannbad+Pluggo+PC |      |          | Diluter+Vannbad+Pluggo+PC |      |          |
| Diluter                   |      |          | Diluter                   |      |          |
| Diluter                   |      |          | Diluter                   |      |          |
| Diluter                   |      |          | Diluter                   |      |          |
| Diluter+Vannbad+Pluggo+PC |      |          | Diluter+Vannbad+Pluggo+PC |      |          |
| Diluter                   |      |          | Diluter                   |      |          |
| Diluter                   |      |          | Diluter                   |      |          |
| Diluter                   |      |          | Diluter                   |      |          |
| Diluter+Vannbad+Pluggo+PC |      |          | Diluter+Vannbad+Pluggo+PC |      |          |
| Diluter                   |      |          | Diluter                   |      |          |
| Diluter                   |      |          | Diluter                   |      |          |
| Diluter                   |      |          | Diluter                   |      |          |
| Diluter+Vannbad+Pluggo+PC |      |          | Diluter+Vannbad+Pluggo+PC |      |          |
| Diluter                   |      |          | Diluter                   |      |          |
| Diluter                   |      |          | Diluter                   |      |          |
| Diluter                   |      |          | Diluter                   |      |          |

DokumentID:D22822

|                                                                             |                                                                |                                                                        |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Utarbeidet av:<br><b>Kristine Thomassen<br/>         Berget Enhetsleder</b> | Fagansvarlig:<br><b>Kristine Thomassen<br/>         Berget</b> | Godkjent av:<br><b>Avdelingsleder Lene Haugen<br/>         Tryland</b> | Verifisert av:<br><b>26.02.2016 - Synnøve Nævdal</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|