


## Pulsoksymetri



(Illustrasjonfoto)

Apparatet skal være tilkoblet strøm når det er mulighet for det.

Det finnes forskjellige prober til pulsoksymeteret; kortids- eller langtidsbruk. Kortidsprober holder fra dager til uker. Det finnes prober som festes på finger, tær og splitprober. Det vanligste er over fot eller tå.

Dato				
Legesignatur				
Ønsket SpO2				
Ønsket puls				
Puls – høy				
Puls – lav				
SpO2 – høy				
SpO2 – lav				

Noen barn har behov for tilførsel av ekstra oksygen.

\_\_\_\_\_ skal ha oksygen hvis SaO2  
(Navnlapp)

er under \_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_ minutter.