

Pasientens navn:

Før levering til fysiker/visning på morgenmøte

	ST Plan	Fys
Kontroller rekvisisjon i MedFolio vedr. målvolum, fraksjonering og dose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sjekk oppstartsdato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tidligere bestråling : JA <input type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> OVERLAPP <input type="checkbox"/> (BOOST: <input type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pasient leie (beina mot gantry?) JA <input type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sjekk ref.punkt (Korr. ifht bordmarkering v/gating)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sjekk iso – avrunde til hele tall (eks. 50 mm) – alle felt skal ha samme iso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sjekk marginer på alle felt (OBS! MLC hopper)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrollér at evt. Bolus er markert på alle feltene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feltoppsett godkjent, også virt. Sim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dosering /vekting etter standardprotokoll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sjekk dose til OAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sjekk at external extension er tilstrekkelig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sjekk at inhomogenitetskorreksjon er på	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentarer		

Stråleterapeut:

Fysiker:

Vis plan:

Etter godkjenning på morgenmøtet:

Oncentra – Plan manager	ST Plan	Fys
Riktig plan?	<input type="checkbox"/>	
Skriv inn plannr. (eks. 14-XXX-01) som plannavn	<input type="checkbox"/>	
Plan note: Skriv inn beh.region # + skriv marginer	<input type="checkbox"/>	
Plan note v/elektronfelt: Skriv inn valgt elektroninnsats	<input type="checkbox"/>	
Feltene er riktig nummerert	<input type="checkbox"/>	
Feltene har riktig navn (NB! BF inkl. i feltnavn)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrollér at evt. Bolus er markert på alle feltene JA <input type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ref.punkt	<input type="checkbox"/>	
Sjekk isofelt/ evt. Lag isofelt	<input type="checkbox"/>	
Beregn planen	<input type="checkbox"/>	
Sjekk dosefordeling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sjekk normaliseringsdose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lag RT-images (Husk Gullkorn: MIP)	<input type="checkbox"/>	
Approve planen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lag snapshot bilder til MedFolio, visuell kontroll av feltene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontroller plan (<i>preview print</i>) – dobbelkontroll.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ta utskrift av planen	<input type="checkbox"/>	
Overfør til Mosaiq – plan og DRR	<input type="checkbox"/>	
CBCT: overfør og opprett felt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overfør til MedFolio – plan	<input type="checkbox"/>	
Slett ikke-aktuelle planer	<input type="checkbox"/>	
Gating		
Måle avstand mellom bord og iso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konvertere/kontrollere konvertering av riktig gating-fil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MedFolio		ST Plan	Fys	ST App
Kontroller rekvisisjon i MedFolio vedr. målvolum, fraksjonering og dose		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koble plan til rekvisisjon		<input type="checkbox"/>		
Legg inn ansiktsfoto i pasientopplysning		<input type="checkbox"/>		
Legg inn bilder fra DRR screendumps i plan		<input type="checkbox"/>		
Signer/kontroller plan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Send plan til strålekoordinator for signatur		<input type="checkbox"/>		
Send plan til fysiker for kontroll, merk med oppstartdato		<input type="checkbox"/>		
Når boostplanen skal lages i ettertid; ta kopi av rekv og legg til "klar til doseplanlegging"		<input type="checkbox"/>		
Legg inn DVH, isosnitt, kommentarer på volumbelastning			<input type="checkbox"/>	
Mosaic				
Sjekk at pasienten er aktiv; både clinical – on treatment og i selection list - active		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
RTP-Import (Sjekk at pasienten har dose)		<input type="checkbox"/>		
Images				
Marker DDR til feltet (Tx Definition)		<input type="checkbox"/>		
Assosier foto til Site.		<input type="checkbox"/>		
D and I				
Legg inn diagnose – husk Affirm		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Course	Pas. behandlingsmål (kurativ/palliativ)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
RadRx	CT teknikk, behandlingsregion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Fraksjoneringsmønster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kontrollér fraksjonering/dose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Boost: sequencing + Tot.cum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Approval		<input type="checkbox"/>	

		ST Plan	Fys	ST App
Site Setup:	Kontrollér leie – Pasient Orientation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kontrollér maskin, evt. legg inn TB2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Fiksering	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Melding om bolus JA <input type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Approve	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Treat fields:	NB! Legg inn kvsetup på Isofeltene	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Kontrollér maskin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Kontrollér Toleransetabell	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sjekk MLC og coll. mot DRR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sjekk feltparametre mot protokoll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Kontroller BF- faktor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sjekk <i>Time</i> (T)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Legg inn fiksering i Field Setup			<input type="checkbox"/>
	Bordforflytning/bordparametre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	NB! MU>999 marker Use High Dose Treatment Authorization JA <input type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	For elektronplaner;			
	<ul style="list-style-type: none"> sjekk at korrekt innsatskode er notert inn i FDA rubrikken sjekk at vinkel på kv-bildet er korrekt i forhold til mv-bilde 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Approval	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Treat Cal:	Dosimetry – kontroller doseberegning (Cum Rx)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sjekk at pasientens beh.timer er korrekt satt opp i forhold til Medfolio/Booking	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Sjekk dose for aktuell kumulativ doseberegning	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
CBCT	Last ned CBCT til sequencer			<input type="checkbox"/>

Stråleterapeut - plan:

Fysiker

Stråleterapeut - apparat: