

**Veiledning til blanding av Piperacillin/Tazobactam til CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe.**

Side 1 av 1

Dokument ID:  
**I.2.10-8**Godkjent dato:  
**02.10.2024**Gyldig til:  
**02.10.2026**Revisjon:  
**4.04**

Generelle prosedyrer/CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe

**Intermitterende infusjon****Materialet du skal bruke:**

- 1 stk 250 ml 0,9% NaCl myk infusjonspose. Romtemperert.  
(1 stk 500ml 0,9% NaCl myk infusjonspose hvis pasienten har PVK)
- Piperacillin/Tazobactam, antall hetteglass svarende til ordinert dose pr døgn.
- Klorheksidinsprit 5mg/ml
- 2 Sterile kompresser
- 2 Sprøyter (Luer-Lock tupp)
- 2 Kanyler (opptrekkskanyle 40 mm)
- Infusjonssett til CADD-pumpen
- 1 Tilsetningslapp

**Blanding og tilkobling:**

1. Desinfiser arbeidsflaten og hendene. Alle gummipropper på hetteglass og ampullehalser skal desinfiseres. Ikke ta på sprøytetempellet eller overgangen mellom kanyle/sprøyte. Bruk steril hanske på en hånd ved tilberedning.
2. Oppløs stoffet i hvert hetteglass med 10 ml **sterilt vann**. Dunk opp tørrstoffet til en «ball» før du tilsetter væske.
3. Hetteglassene ristes for å få en fullstendig oppløsning. Det kan ta inntil 40-45 minutter.
4. Gjenta punkt 1. før en trekker opp og tilfører Piperacillin/Tazobactam - oppløsningen i posen.
5. Tøm posen for luft.
6. Ferdig utfylt tilsetningslapp settes på infusjonsposen. Viktig å sette på når tid posen er blandet og tidsrom fra første til siste dose.
7. Kan blandes 1-2 timer før, men fortrinnsvis så tett inntil posebytte som mulig. Oppbevares i romtemperatur.
8. Se [Pumpeinnstillinger- Cadd Solis VIP](#) for utfyllende informasjon

Samlet volum: ca.300/550 ml[I.2.10-10](#)[Pumpeinnstillinger- Cadd Solis VIP](#)