

		<b>Klinikknivå</b>			<b>Generelt dokument</b>
<b>Anal ultralyd</b>					Side 1 av 2
Dokumentplassering: <b>II.SOK.MEK.MEK.2.2.GL-65</b>		Godkjent dato: <b>18.12.2023</b>	Revideres innen: <b>18.12.2025</b>	Sist endret: <b>18.12.2023</b>	Revisjon: <b>3.00</b>

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Medisin SSK/Pasienter og brukere  
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

## Anal ultralyd

**Formål:** Funksjonsundersøkelse av lukkemuskelen i endetarmen.  
 Undersøkelsen utføres nå mest på kirurgisk poliklinikk.

### Utstyr:

- Hitachi Aloka Noblus (det lille) ultralydapparatet.
- Rectal UL probe R54A 19/33
- Ballong (US-Balloon) REF 84420 (Scan-Med.a/s)
- Kondom
- Ultralydgel
- 20 cc. sprøyte m/vann og forlengesslange med 3-veiskran
- Eksplorasjonsgel

### Forberedelse:

- Monter sprøyten på forlengesslangen
- Fjern luften fra spylekanalen ved å spyle vann gjennom proben til all luft er ute.
- Steng treveiskranen.
- Montering av ballongen: Se bruksanvisningen
- Det has gel i kondomen før denne føres over proben
- Ultralydproben kobles til UL apparatet
- Beinholdere monteres på undersøkelsesbenken

### Utførelse:

- Pasienten skal ligge i GU stilling
- Rectalproben gis til legen som fører den inn i endetarmen

### Rengjøring:

- Kondomen tas av rectal proben
- Så lenge ballongen er intakt rengjøres proben med sprit mellom hver pasient. Hele proben legges i Virkon på slutten av dagen. Ha Virkon gjennom spylekanalen.

Utarbeidet av: <b>Katrine Vårlid Foss</b>	Fagansvarlig: <b>Janicke Lindebø Aamot</b>	Verifisert av: <input type="checkbox"/>	Godkjent av: <b>Janicke Lindebø Aamot</b>	Dok.nr: <b>D49118</b>
--	---	--	--	--------------------------

Dokument-id: II.SOK.MEK.MEK.2.2.GL-65	Utarbeidet av: Katrine Vårlid Foss	Fagansvarlig: Janicke Lindebø Aamot	Godkjent dato: 18.12.2023	Godkjent av: Janicke Lindebø Aamot	Revisjon: 3.00
--	---------------------------------------	--	------------------------------	---------------------------------------	-------------------

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Medisin SSK/Pasienter og brukere