

Sjekkliste for mottak av nye blodgivere, Blodbank SSA

Side 1 av 1

Dokumentplassering: II.MSK.Lab SSA.BB.2.2.1-9	Godkjent dato: 02.12.2022	Gyldig til: 02.12.2024	Dato endret: 02.12.2022	Revisjon: 14.01
---	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Medisinsk serviceklinikk/Laboratorieavdelingen SSA/Blodbanken SSA/Pasienter og brukere/Tapping av blodgivere

DISTRIBUSJONSliste: EK, prosedyreperm Tapperom.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Nytt pkt. under Hemokromatosegivere. Nytt pkt. vedr. høye trc. Fjernet Etikett: "Skjema ny..." v.14.00. Endret koder for samtykkeskjema v.14.01

Etikett: Tappenummer (barcode)	Etikett: Navn og fødselsnummer (barcode)	Ny giver	
		Ny giver fra annen BB	
		Giver som ikke har gitt på 5 år	

Rutiner	Dato / Signatur ¹
Kun for: Ny giver fra annen BB eller Giver som ikke har gitt på 5 år. Sjekk type av besøk: Skal være blodgivning <u>ikke</u> nyregistr. Huk av for medisinsk vurdering	
Registrert ev. endringer/nye opplysninger vedr. tlf., arbeidssted, e-post adr. mm	
Giver har sett «Informasjonsfilm til blodgivere»	
Spør om giveren har fått mail/SMS (inneholder link til Velkommen til Blodbanken) Sjekk at de har fått åpnet den. Legg inn P11	
Giver har fremvist gyldig legitimasjon med bilde og fødselsnummer. Registrert resultat «Ja» under ID - fremvist gyldig legitimasjon	
Hvis ikke fremvist gyldig legitimasjon, lagt inn obs-kode A44	
Lagt inn OBS-kode: A15 (kun ved nyregistrering)	
Gitt info om blodgiverapp'en. Samtykkeskjema fylt ut. Obs-k. M54 eller M55	
Målt BT og puls. NB! Pulsen skal være regelmessig, husk å skrive R etter tallet. BT: _____ / _____ puls _____	
Ved behov: Tatt rør til HTLV/Malaria/T.cruzi. Bestilles under "Micro"	
Vurdert årer for aferesetapping, legg inn obs-kode M23 eller M24	
Analysert Hb: _____ Kvinner med normal Hb under tappegrense vurdert aferese	
Ved Hb > 1,0 g/dL over øvre referansegrense, tatt analysepakke HØY HB	
Tapperegistrert i G057 (Kun nye givere som ikke har gitt blod)	
Uttypering blodtypeserologi kontrollert	
Høye trc ≤ 400 x 10 ⁹ /L: reg.obs A89 <input type="checkbox"/>	
Sendt brev om kontrollprøve: Høy ferritin <input type="checkbox"/> (reg. obs A88 <input type="checkbox"/> Høye trc <input type="checkbox"/> (reg. obs A86 <input type="checkbox"/> Lave trc <input type="checkbox"/> (reg. obs A87 <input type="checkbox"/>	
Levert til blodbanklege for godkjenning hvis aktuelt.	
Blodbanklegen/bioingeniøren har registrert kommentarer og medisinske opplysninger i Obs-fritekst og godkjent blodgiveren.	
Avregistrert i G000 (hvis aktuelt).	
Hemokromatosegivere	
Send tilbakemelding til henvisende lege	
Send brev om godkjenning til giveren	
Sjekk at tappsted 1400 og OBS-kode A12 er registrert	
Sendt innkalling til 1.tapping	

¹ Sett strek i dato/signatur-feltet hvis oppgaven ikke er relevant.

Utarbeidet av: Blodgiverkonsulent Andreas Mørland Karlsen	Fagansvarlig: Fagbioingeniør Blodgiverkonsulent	Godkjent av: Enhetsleder Synnøve Næsse	Verifisert av: 30.11.2022 - Kvalitetskoordinator Elin Hallheim Reiersøl
---	---	--	---