

		<b>Somatikk Arendal</b>		<b>Prosedyre</b>
<b>Temporalisbiopsi SSA</b>				Side 1 av 1
Dokument ID: <b>II.SOA.APP.POL.2.Ga-8</b>		Godkjent dato: <b>08.06.2023</b>	Gyldig til: <b>08.06.2025</b>	Revisjon: <b>5.02</b>

Somatikk Arendal\Avdeling pleie og poliklinikk\Kir./Gyn./Ort. polikl. SSA\Pasienter og brukere\Gastro/gen

## Hensikt

Ta prøve av temporalis til histologisk us.

## Omfang

Temporalisbiopsi tas for å se om det er forandringer i karveggen. Det vil det være ved arteritis temporalis og polymyalgia rheumatica.

## Utstyr

- Småinstrumentsett
- Sterile hansker
- 10 ml sprøyte
- Hvit opptrekkskanyle
- Blå kanyle
- Vannfast tusj
- Knivblad nr. 15
- Xylocain 1% uten adrenalin
- Anatomisk pinsett
- Sårhake
- Klorhexidin m/sprit 5 mg/ml (rød)
- Ligatur: Vicryl 3-0
- Hudsutur: Ethilon 4-0
- Formalinglass
- Histologi-remisse til Rikshospitalet (må ikke brettes. Rød)  
Remissen fylles ut av medisinsk lege som henviser eller kirurgen

## Handling

- Pleier tar imot pasienten og informerer om undersøkelsen. Det informeres om at det kun tas en liten vevsbit.
- Snittet legges langs arterien, og det tilstrebes å ta ut ca. 2 cm av arterien for å få en riktig diagnose.

## Rengjøring av utstyr

- Instrumentene vaskes i maskin.
- Kanyler og knivblad kastes i gul boks.

## Kryssreferanser

## Eksterne referanser

Utarbeidet av: <b>S. Vaagland/Ø. Vennesland/G. Sollid/B. I. Haug</b>	Fagansvarlig: <b>Atle H. Bernstein</b>	Godkjent av: <b>Mette Dobler Hamre</b>	
---	---	---	--