

		<b>Somatikk Arendal</b>		<b>Prosedyre</b>
<b>Uroflowmetri SSA</b>				Side 1 av 1
Dokument ID: <b>II.SOA.APP.POL.2.U-1</b>		Godkjent dato: <b>14.02.2023</b>	Gyldig til: <b>14.02.2025</b>	Revisjon: <b>5.02</b>

Somatikk Arendal/Avdeling pleie og poliklinikk/Kir./Gyn./Ort. polikl. SSA/Pasienter og brukere/Urologi

## Hensikt

Å få en registrering av trykket på urinstrålen, målt i ml/sekund, måling av mengden latt urin og miksjonstiden.

## Omfang

- En standard undersøkelse for alle pasienter som er nyhenvist fra primærlege til utredning av vannlatingsplager.
- Kontroll etter operasjoner i nedre urinveier.
- Oppfølging og kontroll av pasienter med diverse funksjonsforstyrrelser i blæra, lukkemuskel eller urinrør.

## Utstyr

- Uroflowapparat med dostol, engangstrakt, urinoppsamlingsbeger, vektskål og skriver.

Pasienten skal på forhånd ha fått beskjed om å møte med full blære.

## Handling

- Pasienten ledes inn på uroflowrommet og gis en kort instruksjon om å late vannet i trakta, stående eller sittende.
- Pasienten skal få være alene i rommet under prøven.
- Oppsamlingsbegeret tømmes og skylles.
- Utskriften påføres navneetikett og dato.

## Rengjøring av utstyr

- Ved dagens slutt kjøres oppsamlingsbeger, trakt og skive i vaskemaskinen.
- Cellestoff gjennombløtet med 70 % sprit legges opp i fastmontert hylse på flowapparatet.

## Kryssreferanser

## Eksterne referanser

Utarbeidet av: <b>G. Bjørneboe/M. Halvorsen/B. Sødal</b>	Fagansvarlig: <b>Aage V. Andersen</b>	Godkjent av: <b>Mette Dobler Hamre</b>	
---	--	---	--