

		<b>Somatikk Arendal</b>		<b>Prosedyre</b>	
<b>Ellik skylling SSA</b>				Side 1 av 1	
Dokument ID: <b>II.SOA.APP.POL.2.U-7</b>		Godkjent dato: <b>14.02.2023</b>	Gyldig til: <b>14.02.2025</b>	Revisjon: <b>5.02</b>	

Somatikk Arendal/Avdeling pleie og poliklinikk/Kir./Gyn./Ort. polikl. SSA/Pasienter og brukere/Urologi

## Hensikt

Skylle/pumpe ut blod, koagler eller svært grumset urin fra blæren.

## Omfang

Pasienter som er til planlagt cystoscopi.

## Utstyr

- Cystoscop 17,5, 19,5 eller 21
- Optikk      menn: 0-5°  
                  kvinner: 70°
- Lysledning
- Lyskilde/Videorack
- Evt. Kameratrekk til videorack
- Cystosett
- Xylocain gel
- 1 liter NaCl og i.v.-sett
- Klorhexidin 0,5mg/ml
- Ellik (glassbolle med ballong)
- Gynstrømper
- Sterilt vaskevannsfat

## Handling

- Pleier hilser på pasienten og informerer om undersøkelsen. Pasienten legger seg på benken.
- Sykepleier vasker genitalia med Klorhexidin 0,5 mg/ml, og lokalbedøvelse settes inn i urethra hos menn. Dette bør virke ca.10 min.  
Hos kvinner er det legen som vasker og setter lokalbedøvelse inn i urethra.
- Pasienten dekkes til med håndkle/stikkelaken mens han venter på legen.
- Når legen er klar legges pasienten i benholder, og gyn strømper tas på.
- Vi assisterer legen under undersøkelsen.
- Vi informerer pasienten om at han/hun må drikke mye etter undersøkelsen, og at det kan komme blod eller svie ved vannlatingen. Ved symptomer på urinveisinfeksjon må han/hun ta med urinprøve til egen lege. Pasienten får med seg skriftlig informasjon om dette.

## Rengjøring av utstyr

- Bruk hansker ved håndtering av utstyr.
- Scop med åpne kraner skylles igjennom med kaldt vann på skyllerom.
- Optikken tørkes av og legges i tilhørende kurv.

## Kryssreferanser

## Eksterne referanser

Utarbeidet av: <b>G. Bjørneboe/M. Halvorsen</b>	Fagansvarlig: <b>Aage V. Andersen</b>	Godkjent av: <b>Mette Dobler Hamre</b>	
--	--	---	--