

Laparoskopisk Splenectomi, Opr SSK

Side 1 av 2

Dokument ID:

II.SOK.AIO.SSK.2.ga-16

Godkjent dato:

15.07.2024

Gyldig til:

15.07.2027

Revisjon:

14.00

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Operasjonsenheten SSK/Pasienter og brukere/Gastro

| Lager 1 | | |
|---------------|--|---------|
| Ant | Beskrivelse | Reol |
| 1 | Prosedurepakke Laparoskopi | Lager 1 |
| 1 | Laparotomirist i beredskap | 24 |
| 1 | Generell scopirist | 23 |
| 1 | Videolaparoskop 10mm | 22 |
| 1 | Slange til CO2 insuflator | 21 |
| 1 | Røykfilter | 21 |
| 1 | Diatermi m/avsug | 21 |
| 1 | Diatermipose | 21 |
| 4 | Opsite 9,5 x 8,5 | 20 |
| 1 | Steristrips | 21 |
| 2 | Lampehåndtak | 14 |
| 1 | Kateterutstyr | 12 |
| 2 | Skarpe haker | 11 |
| 1 | Sug/spyl | 6 |
| 1 | Endo GIA Ultra | 6 |
| evt | Svensker | 6 |
| 1 | Endo GIA magasin 45+30 beige | 6 |
| 1 | Harmonic eller Ligasure | 3 |
| 1 | Endo Catch | 3 |
| evt | preparatpose fra Uro/Gyn | |
| 1 | Endo Retractor | 3 |
| evt | Endoclose | 2 |
| evt | Endo shears | 2 |
| 1 | Endoclip L | 2 |
| 1 | Port, 12 mm | 1 |
| 1 | Port, 5 mm m/trocar | 1 |
| 1 | Port, 5 mm | 1 |
| evt | LINA serviett (Clear sight wipe) | L2,20 |
| Materialrom 4 | | |
| 1-2 | Laparoskopisk nåleholder | Skap 2 |
| 2 | Laparoskopisk Heiss 60° og 90° | Skap 2 |
| evt | Harmonic ledning grå | Skap 2 |
| Væskelager | | |
| 1 | Marcain 5mg/ml | |

| Suturer | | Nål |
|---|---------------------------------|--------|
| 1 | Monosyn Quick 4/0 (Intracutant) | DSMP24 |
| 1 | Novosyn 0 (Fascie) | FR26 |
| 1 | Novosyn 2/0 (subcutant) | |
| Leiringsbeskrivelse | | |
| Standard bord. Skrått sideleie: Venstre side opp. Skråpute, rådhuspute, vinklet sidestøtte, rett støtte, armstøtte og forlengerskinne. Sikres med fotreim x2. Ve. arm i bøyle, høyre på armbord. Vinklet støtte bak setet, vinklet støtte øverst på ryggen. Rett støtte foran og bak ved knærne – Ikke for langt opp på bordet så den kommer i veien for operatør. | | |
| Desinfeksjon og dekking | | |
| Klorhexidinsprit 5 mg/ml: Desinfiser hele abdomen, sternum til symfyen godt ut på siden og mot ryggen venstre side. | | |
| Operasjonsbeskrivelse | | |
| Ved minilaparotomi settes en 12 mm trocar i navlen og gass insuffleres. Arbeidsporter etableres. Kirurgene står på venstre side og dissikerer seg ned og rundt milten, karstrukturer settes av med Endo GIA eller klips. Milten hentes ut via snittet i preparatpose. Er den for stor kan man gjøre utvidet snitt eller dele den opp. Feltet skylles eventuelt over og det gjøres hemostase. Lagvis lukking av fascie og intracutant. Marcain i såret. | | |

Laparoskopisk Splenectomi, Opr SSK

Dokument ID:
II.SOK.AIO.SSK.2.ga-16

Godkjent dato:
15.07.2024

Gyldig til:
15.07.2027

Revisjon:
14.00

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Operasjonsenheter SSK/Pasienter og brukere/Gastro

