

		Foretaksnivå			Generelt dokument
<b>Tiltakskort Radiograf traumeteam SSK</b>					Side 1 av 2
Dokumentplassering: <b>I.4.21.4-2</b>	Godkjent dato: <b>26.03.2024</b>	Revideres innen: <b>26.03.2026</b>	Sist endret: <b>26.03.2024</b>	Revisjon: <b>9.00</b>	

Foretaksnivå/Fagspesifikke prosedyrer/Traumatologi/Tiltakskort SSK  
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

## TILTAKSKORT **RADIOGRAF TRAUMETEAM**

### Før pasienten kommer:

- Radiograf med calling skal gi beskjed til CT-lab (dagtid).
- Radiograf som skal på traumeteamet henter transportabelt apparat utenfor intensiv. Dersom det meldes om flere skadde kan flere brukes.
- Møt på akuttrom 1.
- Skriv opp navnet på radiograf + radiolog på tavle inne på akuttrom 1.
- Detektor legges i kassettskuffen under traumbordet.
- Skriv pasientens navn og full ID (11 siffer) manuelt inn på transportabelt apparat. MEN ved ukjent ID brukes ukjent ID fra akuttmottak. Hvis det ikke oppgis noen form for ID, må det brukes dato OG klokkeslett. (Velg pasient – Manual på apparatet)
- Legg til røntgen thorax og bekken.
- Juster eventuelt verdier etter pasient størrelse.

*Ved melding om hendelse der det kan komme flere alvorlig skadde pasienter enn det sykehuset kan stille traumeteam for, har hvert enkeltteammedlem ansvar for innkalling av ekstra mannskap for sin funksjon. Radiograf må da vurdere behov for, og ved behov- kalle inn ekstra personell.*

### Når pasienten kommer:

- Røntgen thorax og bekken skal tas av alle pasienter meldt som traume i prioritert rekkefølge, om ikke teamleder bestemmer annet. Bildene tas liggende på traumbordet.
- Sjekk at pasienten ligger midt på traumbordet før eksponering.
- Juster detektor etter pasientens plassering.
- Gi tydelig beskjed når du eksponerer.
- Radiolog ser på bildene og godkjenner disse.
- Forsikre deg om at teamleder ikke trenger flere bilder og ta så ut detektoren. Rygg deretter det transportable apparatet unna.
- Behov for traume CT besluttes av teamleder i samarbeid med radiolog.
- Elektronisk henvisning på røntgen thorax og bekken, samt egen henvisning på Traume CT registreres i Dips.
- UL FAST registres i DIPS på samme kode som røntgen thorax og bekken. Koden slettes hvis det ikke gjøres UL FAST.

Utarbeidet av: <b>Radiograf A.I.Moen</b>	Fagansvarlig: <b>Maria Bjørndal</b>	Verifisert av: <b>[]</b>	Godkjent av: <b>Leder traumeteamet Ingvild Byremo</b>	Dok.nr: <b>D13442</b>
---	--	-----------------------------	--	--------------------------

Dokument-id:  
I.4.21.4-2Utarbeidet av:  
Radiograf A.I.MoenFagansvarlig:  
Maria BjørndalGodkjent dato:  
26.03.2024Godkjent av:  
Leder traumeenheten  
Ingvild ByremoRevisjon:  
9.00

Foretaksnivå/Fagspesifikke prosedyrer/Traumatologi/Tiltakskort SSK