


Bedriftsnavn: Sørlandet sykehus HF

Inhalasjoner

Noen barn trenger inhalasjoner. Det kan gis på maske eller i slangekretsen.



Aeroneb Pro X er driverenheten .
Aeroneb® Solo er medikamentkammeret.
Det er en elektronisk mikropumpe som
forstøver medikamenter til mekanisk
ventilerte pasienter. Den kan brukes på alle
typer mekanisk ventilering. Endotracheal
tube, tracheostomi kanyle eller
maske(NIV).



- Medikamentbeger. Byttes en gang i mnd. (kastes)
- T-stykke. Denne rengjøres 1 gang i uken:
 - skylles godt
 - legges i virkon
 - vaskes i såpevann
 - på sykehus: i dekontaminator (ikke kokes)

Medikamentkammeret skal rengjøres etter inhalasjoner. Kjør igjennom 2 ml NaCl 0,9%.



I slangesettet



Inhalasjon på tett maske



Inhalasjon av antibiotika på maske

Ved inhalasjon med tett maske og filter:

- Barnet skal ha SpO₂ over 90% under inhalasjonen
- Det skal gå 30 minutter før neste inhalasjon på grunn av mulighet for opphopning av CO₂ ved bruk av dette utstyret