

## Sjekkliste overvåkningsrom barn - Dagkirurgisk seksjon SSK

Side 1 av 1

Dokument ID:

II.SOK.AIO.SSK.1.b-1

Godkjent dato:

10.01.2024

Gyldig til:

10.01.2026

Revisjon:

-

Somatikk Kristiansand\Anestesi, Intensiv, Operasjon\Dagkir - SSK\Pasienter og brukere\Utstyr- Arbeidsrutine

## Sjekkliste Overvåkning barn

Dato:	Uke:					
		MAN	TIRS	ONS	TORS	FRE
<b>DAGLIG</b>						
<b>Overvåkningsrom:</b>						
Sjekk medisiner i skuff, etterfyll ved behov. Lås skuffen ved dagens slutt						
Kontroller bærbar O2-kolbe (minimum 50 bar)						
Sjekk at ambubag barn/voksen og stetoskop barn/voksen henger på rett plass						
Test sug + O2 og fyll på utstyr på skinnen						
Rydd resepsjonen og lås dører x 4						
Sjekk at GPO i MetaVision og «sentralen» på pauserommet er tom for pasientnavn ved dagens slutt						
<b>UKENTLIG</b>						
Fyll på utstyr i skuffer og skap						
<b>Signatur:</b>						

Utarbeidet av:

M.Grundetjern/K. Sunde Pedersen

Fagansvarlig:

Godkjent av:

&lt;ikke styrt&gt;

D35460