

		<b>Medisinsk serviceklinikk</b>			<b>Prosedyre</b>
<b>Back-up rutiner for elektroniske spørreskjema i Prosang, Blodbankene SSHF</b>				Side 1 av 2	
Dokumentplassering: <b>II.MSK.FEL.LAB FEL.IMTRA FEL.2.3-11</b>	Godkjent dato: <b>28.08.2023</b>	Gyldig til: <b>28.08.2025</b>	Dato endret: <b>28.08.2023</b>	Revisjon: <b>4.01</b>	

Medisinsk serviceklinikk/Fellesdokumenter MSK/Laboratoriene fellesdokumenter/Immunologi og transfusjonsmedisin fellesdokumenter/Tapping av blodgivere

DISTRIBUSJONSLISTE: EK

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Endret til 24 md revisjonsintervall

Forlenget gyldighet til 28.08.2025

## HENSIKT

Prosedyren beskriver alternative muligheter for å registrere svar på [Blodbankenes elektroniske spørreskjema for blodgivere. Blodbankene SSHF.](#)

## OMFANG

Gjelder ansatte ved blodbankene SSHF som utfører intervju av blodgivere.

## AKKREDITERT?

Er ikke et eget dokument i TEST281, men det elektronisk spørreskjemaet er akkreditert.

## UTFØRELSE

Blodbankene har to back-up metoder for besvarelse av det elektroniske spørreskjema.

- Utfylling at det elektroniske spørreskjema ved PC på intervjurom.
- Papirskjemaet [Spørreskjema for blodgivere \(papirutgave\), Blodbankene SSHF](#)


### Elektronisk spørreskjema

For utfylling av spørreskjema på intervjurom, må EHD hentes frem via nettleseren Microsoft Edge



SSA:

Logg på PC med fellesbruker.



Spørreskjema EHD-Prosang ligger som favoritt i Edge øverst i skjermen

Ev. bruk url-adr.: <http://are-psangap-01.sikt.sykehuspartner.no:8080/questionnaire/?donationsite=1000>

SSF:

Logg på PC med egen bruker.

Bruk url-adr.: <http://are-psangap-01.sikt.sykehuspartner.no:8080/questionnaire/?donationsite=4000>

SSK/SSM:

Logg på PC med egen bruker


Bruk url-adr.: <http://are-psangap-01.sikt.sykehuspartner.no:8080/questionnaire/?donationsite=2000>

For Mandal: <http://are-psangap-01.sikt.sykehuspartner.no:8080/questionnaire/?donationsite=3000>

Blodgiver fyller ut skjema under overvåking av blodbankpersonell, noe som sikrer at blodgiver ikke har tilgang til andre programmer enn spørreskjemaet.

DokumentID:D45544

Utarbeidet av: <b>Tom Mølgaard Pedersen og Kari-Ann Nedal</b>	Fagansvarlig: <b>IKT-systemansvarlig Prosang</b>	Godkjent av: <b>Klinikkdirektør Siri Tønnessen</b>	Verifisert av: <b>26.07.2022 - Kvalitetskoordinator Kari - Ann Nedal, 17.08.2022 - Siri Cathrine Rølland, 25.08.2022 - Kvalitetskoordinator Elin Hallheim Reiersøl</b>
--	---	---	---

 SØRLANDET SYKEHUS	<b>Back-up rutiner for elektroniske spørreskjema i Prosang, Blodbankene SSHF</b>				<b>Side: 2</b> <b>Av: 2</b>
Dokumentplassering: II.MSK.FEL.LAB FEL.IMTRA FEL.2.3-11	Utarbeidet av: Tom Mølgaard Pedersen og Kari-Ann Nedal	Fagansvarlig: IKT-systemansvarlig Prosang	Godkjent dato: 28.08.2023	Godkjent av: Klinikkdirektør Siri Tønnessen	Revisjon: 4.01

Medisinsk serviceklinikk/Fellesdokumenter MSK/Laboratoriene fellesdokumenter/Immunologi og transfusjonsmedisin fellesdokumenter/Tapping av blodgivere

### Papirskjema

Papirskjema [Spørreskjema for blodgivere \(papirutgave\), Blodbankene SSHF](#) skrives ut fra EK-web. Hvis EK-web er nede, kopieres skjema fra kopieringsmal.

**SSA:** Kopieringsmal ligger i prosedyrepermen på tapperommet.

Utfylte skjema oppbevares i perm merket «Utfylte papirbaserte spørreskjema» i låst skap på blodgiverkonsulentens kontor.

**SSF:** Kopieringsmal finnes i hylle på samtalerom. Utfylte skjema oppbevares i perm merket «Blodgiverskjema», i låst skap på samtalerom.

**SSK/SSM:** Kopieringsmal finnes i rød perm på enhetsleders T/P kontor. Utfylte skjema oppbevares i perm merket «Blodgiverskjema» i låst skap på enhetsleders kontor SSK.

### **Vedlegg:**

#### **Kryssreferanser:**

[II.MSK.FEL.LAB  
FEL.IMTRA FEL.2.1-](#)

[1](#)

[II.MSK.FEL.LAB  
FEL.IMTRA FEL.2.3-](#)

[2](#)

[II.MSK.FEL.LAB  
FEL.IMTRA FEL.2.3-](#)

[14](#)

[Signeringsetikett for elektronisk spørreskjema, Blodbankene SSHF](#)

[Blodbankenes elektroniske spørreskjema for blodgivere. Blodbankene SSHF.](#)

[Spørreskjema for blodgivere \(papirutgave\), Blodbankene SSHF](#)

#### **Eksterne referanser:**