

<b>Philips monitor modus</b>	NEO: for spedbarn opp til 1 mnd BARN: 1 mnd - ca 12 år						
<b>Respiratorslanger Hamilton C6 og T1</b>	NEO-slanger og -modus opp til 15 kg Voksenslanger fra 15 kg						
<b>Arteriekransett</b>	<b>2-10 kg barnesett</b> Sprøytepumpe med heparin, bolushastighet 200 ml/t Bruk alltid grønt filter <b>Fra 10 kg voksensett</b> Overtrykksmansjett 200 mmHg Ved streng væskerestriksjon vurder bruk av barnesett/sprøytepumpe						
<b>Infusjoner/filtre</b>	Alle infusjoner til barn under <b>3 mndr</b> skal gå på sprøytepumpe. Grønt/hvitt filter på alle klare infusjoner, blått til fettholdige løsninger. <b>Til alle barn under 1 år og til alle med hjertefeil.</b>						
<b>Enotrachealtuber</b>	<b>Alder</b>	<b>Tubestørrelse</b>		<b>Lukket sug</b>			
		<b>Microcuff /cuff</b>		<b>Størrelse</b>			
	>3kg til < 8mnd	3,0		6			
	>8mnd til 2 år	3,5		6-8			
	2-4 år	4,0		8			
	4-6 år	4,5		8			
	6-8 år	5,0		8			
	8-10 år	5,5		8-10			
	10-12 år	6,0		10			
	12-14 år	6,5		10-12			
12-16 år	7,0		12				
<b>Vektberegning</b>	0-12 mnd		$(0,5 \times \text{alder i mnd}) + 4$			= vekt i kg	
			$(2 \times \text{alder i år}) + 8$			= vekt i kg	
	6-12 år		$(3 \times \text{alder i år}) + 7$			= vekt i kg	
<b>Blærekapasitet</b>			Barn <12 år: $(\text{alder} \times 30) + 30 = \text{ml}$ Barn >12 år: 350-500 ml				
VEKT	3-7 kg	8-11 kg	12-14 kg	14-17 kg	18-22 kg	24-30 kg	32-34 kg
Blærekat Størrelse Fr	6-(8)	8	8-10	10	10-12	12	12
Nasogastrisk Sonde Ch	5-6	5-6	5-6	5-6	6-10	10	10