 ANESTESI				Retningslinje
SECTIOBEREDSKAP/SECTIOBAKKE, SJEKKLISTE, ANESTESIRUTINE, SSA				Side 1 av 3
Dokument ID: II.SOA.AIO.SSA.2.2-5	Gruppe: Pasientadministrative rutiner	Godkjent dato: 18.12.2018	Gyldig til: 18.12.2022	Revisjon: 1.01

Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/ANESTESI/Pasientbehandling/Pasientadministrative rutiner

Hensikt: sikre forsvarlig sectio-beredskap i operasjonsavdelingen hele døgnet.

På dagtid: Beredskap etableres på ledig stue utfra dagens program, se operasjonsplanlegger. Avdelingen har ikke fast beredskapsstue pga. utstyrsmangel. Stue 7 brukes kun i nødstilfelle.

Sectio-stue kveld/natt: stue 6 prioriteres. Markeres alltid med varselkjegler.

Ansvar: Dagtid: Anestesisykepleier med calling-ansvar sjekker/klargjør hver morgen.

Vakt: ansvarlige på hver vakt rydder, klargjør stue/utstyr etter bruk.

NÅR ALARMEN GÅR, TA MED:

→ **SECTIOMEDIKAMENTER INKL. BLØDNINGSMED. FRA KJØLESKAP** – skiftes hver morgen/v. behov + sign./dato

→ **CMAC / VANSKELIG INTUBASJONSTRALLE – FRA VAKTROM**

	UTSTYR I SECTIOBAKKEN(1 ekstra bakke på vaktrommet)	ANTALL
1	Endotrachealtube, rett, nr. 7. Uåpnet, mandreng/gel like før intubasjon	1 STK
2	Cuffsprøyte, 10 ml.	1 STK
3	Svelgtube, grønn	1 STK
4	Laryngoskop, kort skaft, vanlig blad – sjekk lys!	1 STK
5	Laryngoskop, kort skaft, langt blad – sjekk lys!	1 STK
6	Mandreng medium	1 STK
7	Optilube gel	1 STK
8	Plaster Durapore	1 STK
9	Magills tang, voksen	1 STK

	HVA SJEKKESES?
1	OPERASJONSBOARD/KJEGLER flyttes til avtalt stue – samarbeid m/operasjonssykepleierne
2	ANESTESIAPPARAT INKL. <u>GASSPÅFYLLING SEVO</u> . Når ferdig testet – feste anestesystemet på slangeholder. Armbord/bøyle festes på høyre side av bordet(<i>bilde</i>)
3	OVERVÅKINGSUTSTYR, PHILIPS – klargjør EKG m/elektroder, BT, SpO ₂ (<i>bilde</i>)
4	SECTIOBAKKE, intubasjon + venekanyler/staseslanger(se bilde) → <i>anestesirack</i>
5	SEKRETSUG/SUGEKATETER, funksjonstest, kat. Ch. 12 x2, Ch.14/16 x 4 → <i>anestesirack</i>
6	«SECTIO»-VÆSKE (Ringer A. 1000 ml) <i>skiftes hvert døgn/etter behov. Dato/klokkeslett.</i> i varmeskap inkl. iv.sett/r-lock/3-veiskran. EKSTRA SETT, anestesi-tralle.
7	SPINALBORD m/nåler BD G27/introducer + ekstranåler – kort G25, lange G25/27
8	ASFYXIBORD Giraffe på <i>forb. C/</i> Dräger på <i>forb. B</i> , evt. flyttes til aktuell stue/ <i>forb.rom</i>
9	OVERTRYKKSOKSER – 2 X 1000 ML./2 X 500 ML – 1 av hver på anestesirack og infusjonsstativ, anestesisøyle(stue 5+6)

Utarbeidet av: Kimia Mokri, Hege Kveim	Først utgitt: 18.12.2018	Fagansvarlig: Helene Christina Topstad	Godkjent av: Helene Christina Topstad	
--	------------------------------------	--	---	--

Dokument-id:
II.SOA.AIO.SSA.2.2-5Utarbeidet av:
Kimia Mokri, Hege KveimFagansvarlig:
Helene Christina
TopstadGodkjent dato:
18.12.2018Godkjent av:
Helene Christina TopstadRevisjon:
1.01

Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/ANESTESI/Pasientbehandling/Pasientadministrative rutiner

10 ANESTESIRACK → flyttes mot venstre for å kjøre inn seng(se bilde)


OPERASJONSSTUE, SECTIOBEREDSKAP



OPERASJONSBORD MED ANESTESI-UTSTYR, KLART TIL BRUK



ANESTESIRACK MED SECTIOBAKKE/SPINALBORD ++



SPINALBORD: SPINALNÅL G27/INTRODUCER/EKSTRA NÅLER



EKSTRA I.V.SETT++



ANESTESIAPPARAT KLART TL BRUK



GIRAFFE ASFYXIBORD KLART TIL BRUK, FORB. C

SJEKK ALLTID:

- **OVERTRYKKSOKSER, 1000 ml + 500 ml PÅ HVER SIDE**
- **SUG/SUGEKATETER**
- **I VARMESKAP: RINGER ACETET 1000 ML. PÅKOPLET I.V.SETT/R-LOCK/3-VEISKRAN 10 CM.**

Dokument-id:
II.SOA.AIO.SSA.2.2-5Utarbeidet av:
Kimia Mokri, Hege KveimFagansvarlig:
Helene Christina
TopstadGodkjent dato:
18.12.2018Godkjent av:
Helene Christina TopstadRevisjon:
1.01

Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/ANESTESI/Pasientbehandling/Pasientadministrative rutiner

- **DATO/KLOKKESLETT**