

 SØRLANDET SYKEHUS		Somatikk Arendal		Prosedyre
Reversibilitetstest, Avdeling for pleie- og poliklinikk, SSA				Side 1 av 1
Dokument ID: II.SOA.APP.SENG.2.MSPL.3-6		Godkjent dato: 08.08.2025	Gyldig til: 08.08.2027	Revisjon: 7.01

Somatikk Arendal/Avdeling pleie og poliklinikk/Sengeposter/Pasienter og brukere/Sykepleiefaglig Med.

1. Hensikt

Ved reversibilitetstest prøver en å få objektivt mål for reversibilitet av luftveisobstruksjon med tilføring av medikamenter.

2. Omfang

Rev.test utføres på lungemedisinsk poliklinikk av sykepleier.

3. Handling

Opprinnelig prosedyre, erstattes av gjeldende prosedyre ved SSK:

[Bronkodilator respons test, SSK.](#)

Kryssreferanser

Eksterne referanser

Utarbeidet av: Overlege Endre Røystrand/Merethe Rør Hanssen	Fagansvarlig: Terje Torp	Godkjent av: Nina Roland	
---	------------------------------------	------------------------------------	--