

		<b>Virksomhetsstyring</b>		<b>Generelt dokument</b>
<b>Håndtering av beredskapslager BHM for inhalator og konsentrator SSHF</b>				Side 1 av 2
Dokument ID: <b>I.6.10.3.MTA.2.1.2-2</b>		Godkjent dato: <b>04.11.2024</b>	Gyldig til: <b>04.11.2025</b>	Revisjon: <b>9.00</b>

Virksomhetsstyring\Teknologi og innovasjon\Medisinsk teknisk avdeling\Fellesdokumenter\Pasienter og brukere

Prosedyren gjelder pasienter tilhørende SSHF som har oksygenbehandling og/eller forstøverbehandling, og som har fått tildelt aktuelt utstyr fra enhet for behandlingshjelpemidler (BHM). Pasienter får ved opplæring av utstyr informasjon om tiltak ved utstyrssvikt utenom ordinær åpningstid (08-15.30). Ved behov for erstatningsutstyr utenom ordinær åpningstid kontaktes nærmeste beredskapslager. Medisin teknisk hjemmevakt benyttes **kun** hvis ikke kontakt oppnås til aktuelt beredskapslager.

Pasient/pårørende kontakter beredskapslager. Personell ved aktuell avdeling/beredskapslager har ansvar for at utstyr gjøres klart for utlevering (kan delegeres til annet personell ved sykehus etter avtale, f.eks. portør) til pasient/pårørende. Den som leverer ut erstatningsutstyr må sørge for å skrive ned navn og fødselsdato på pasient samt SSHF-nummeret til utstyret. SSHF-nummer er utstyrets individuelle ID-merke og kan finnes som et 6-sifret nummer på en lapp som er påklistret utstyret. Finnes ingen slik klisterlapp med SSHF-nummer må serienummer på utstyret noteres sammen med navn på pasient. Dette er viktig for å kunne spore utstyr iht. myndighetskrav gjeldende for medisinsk utstyr. Informasjon om navn og SSHF-nummer gis BHM neste virkedag. BHM er ansvarlig for å utføre vedlikehold på innlevert utstyr og erstatte utlevert utstyr til beredskapslageret.

Bringing og henting av utstyret gjøres primært av pasient/pårørende. Unntaksvis kan annet avtales med beredskapslager. Som følge av innkjøpsavtaler kan det være at erstatningsutstyr ikke er helt likt defekt utstyr.

Det vil også bli plassert ut ernæringspumper for bruk til backup i tilfelle teknisk svikt i helg- og høytidsdager. I tilfelle ombytte av ernæringspumpe vil personell beredskapslager bli kontaktet av personell fra BHM.

Telefonnummer til beredskapslager SSHF:

Sørlandet sykehus HF <b>Arendal</b> (Lunge UC1, KE, O2-lager) (Beredskapslager er i kjelleren i E –fløyen)	3701 4113
Sørlandet sykehus HF <b>Kristiansand</b> (Lunge 1D)	3807 3330
Sørlandet sykehus HF <b>Flekkefjord</b> (Medisinsk post)	3832 7250
<b>Mandal</b> sykehjem, 2. etg. korttidsavdelingen Lars O. Røllesgt. 7	91 62 31 33
<b>Farsund</b> omsorgssenter Livdekrona 62 (u. etg. hjemmesykepleie)	48 07 35 80
Medisin teknisk hjemmevakt SSHF:	90845759 vakttelefon
<u>DAGTID (08-15.30)</u> Enhet for behandlingshjelpemidler (BHM) Egsveien 100. Bygg 21 B (Ved P-plass til Direktørens hage)	3807 3010

Utarbeidet av: <b>Kamilla Albrigtsen og Marit Moland</b>	Fagansvarlig: <b>Kamilla Albrigtsen</b>	Godkjent av: <b>Edzo Michel Elias Klauer</b>	
---	--	---	--

## Håndtering av beredskapslager BHM for inhalator og konsentrator SSHF

Side: 2

Av: 2

Dokument-id:  
I.6.10.3.MTA.2.1.2-2Utarbeidet av:  
Kamilla Albrigtsen og Marit  
MolandFagansvarlig:  
Kamilla AlbrigtsenGodkjent  
dato:  
04.11.2024Godkjent av:  
Edzo Michel Elias KlauerRevisjon:  
9.00

Virksomhetsstyring\Teknologi og innovasjon\Medisinsk teknisk avdeling\Fellesdokumenter\Pasienter og brukere