

Diabetes behandlingslinje - Insulindrypp - hvordan koble settet, Barne- og ungdomsavdelingen.

Side 1 av 1

Dokument ID:
1.3.3.4.1-32Godkjent dato:
30.12.2024Gyldig til:
30.12.2027Revisjon:
0.05


Fagspesifikke prosedyrer/Barn og unge/Endokrinologi med diabetes/DIA - Behandlingslinje Nyoppdaget diabetes

IV – kobling ved insulindrypp

Dette trenger du:

- 2 infusjonspumper
- 1 sprøytepumpe (insulin)
- 2 infusjonssett til infusjonspumpene (1 til NaCl/1 til glukose)
- 1 infusjonssett til sprøytepumpe (insulin)
- 2 Y-koblinger
- 3 merkelapper til merking av IV sett (husk dato)
- 1 perifere venekanyle

Slik kobler du settene:



Kryssreferanser

Eksterne referanser