

**Skjema til sædkontroll etter sterilisering. MedBio SSA/SSK**

Side 1 av 1

Dokumentplassering:

**II.DKS.MBIO FEL.4.1.4-13**

Godkjent dato:

**10.12.2025**

Gyldig til:

**10.12.2027**

Dato endret:

**10.12.2025**

Revisjon:

**5.00**

Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Medisinsk biokjemi fellesdokumenter/Analyse/Metodebeskrivelser/Urin og sædanalyser  
 DISTRIBUSJONSliste: EK, SSA: Brevholder i luka(kontoret), brevholder i skap på MS. SSK: Tarifold på Sædlab.  
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Ingen endring

**Kontroll av sædprøve etter sterilisering anbefales ca. 3 måneder etter inngrepet og etter minst 20 ejakulasjoner.**

Rekvirent (legens navn): \_\_\_\_\_

Legekantor/sykehus: \_\_\_\_\_

Mannens navn/fødselsnr: \_\_\_\_\_

Sterilisering utført dato: \_\_\_\_\_

 Tidligere utført kontrollprøve etter sterilisering: Ja  Nei 

Prøven tatt, dato: \_\_\_\_\_ kl.: \_\_\_\_\_ Prøven levert kl.: \_\_\_\_\_

 Prøven er fullstendig:  Prøven er ufullstendig: 

**For laboratoriet: (Kontroll av sædprøve etter sterilisering. Med.Bio. SSA/SSK)**

Unilab-etikett:

Analyse:		Svaralternativer:	Kommentarer:
Sædkonsentrasjon etter sterilisering (SDKON)		0	
		< 1 mill.	Antall spermier observert: Levende:      Døde:
		≥1 mill	Spermier påvist først etter sentrifugering: Levende: Døde:
Hvis unormalt funn gis ut:	SDUTS: (utseende)	Abn:	
	SDRUND: (runde celler)	+ / ++ / +++	

Utført av, dato: \_\_\_\_\_

Frigitt/kontrollert av, dato: \_\_\_\_\_

Dokument-ID:D44386

Utarbeidet av: <b>Fagbioingeniører Lisa V. Voldsjø og Bente K. Omdal</b>	Fagansvarlig: <b>Fagbioingeniør preanalytisk enhet SSA og fagbioingeniør Enhet for spesialanalyser SSK</b>	Godkjent av: <b>Avd. leder Beate Sommer</b>	Verifisert av: <b>28.11.2025 - Kvalitetskoordinator Ingunn Gåsvær, 24.11.2025 - Kvalitetskoordinator Inger Anne Tveit</b>
---	---	--	--