

Liste over innhold på utstyrsbrettene ved MIE/SSK

Side 1 av 11

Dokumentplassering: II.SOK.MEK.MEK.2.2.KAR.3-37	Godkjent dato: 23.06.2021	Revideres innen: 23.06.2024	Sist endret: 26.07.2021	Revisjon: 4.00
---	-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Klinikknivå\Somatikk Kristiansand\Medisinsk avdeling SSK\Medisin SSK\Pasienter og brukere
ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

ANSVAR:

Dette dokumentet inneholder en oversikt over innholdet på utstyrsbrettene som vi har til ulike prosedyrer ved MIE.


Sykepleier som har pasienten har ansvar for at brettet fylles på **før** det settes på plass i skapet. Brett som ikke er fylt på skal stå på benken/øya til klargjort
Brettene skal kun inneholde det som står på listen. Hvis noe mangler, skriv en gul lapp med hva som mangler og heng på brettet, slik at neste mann er klar over dette når brettet skal brukes. Bretta er i skap 6 på væskelageret.

Følgende lister ligger fortløpende i dette dokumentet

Oversikt over innhold på brettet til:

- Permanent urinkateter innleggelse
- Arteriekran innleggelse
- Pericardtapping
- Pleuratapping
- SVK innleggelse
- Spinalpunksjon
- Div utstyr til undersøkelse av pasient
- Femostop (Obs er i skap 5)

Utarbeidet av: Astrid Jakobsen	Fagansvarlig: Finn Tore Gjestvang	Verifisert av:	Godkjent av: Overl. Finn T. Gjestvang	Dok.nr: D47287
--	---	----------------	---	--------------------------

		Liste over innhold på utstyrsbrettene ved MIE/SSK			Side: 2 Av: 11
Dokument-id: II.SOK.MEK.MEK.2.2.KAR.3-37	Utarbeidet av: Astrid Jakobsen	Fagansvarlig: Finn Tore Gjestvang	Godkjent dato: 19.07.2021	Godkjent av: Overl. Finn T. Gjestvang	Revisjon: 4.00

Klinikknivå\Somatikk Kristiansand\Medisinsk avdeling SSK\Medisin SSK\Pasienter og brukere

Permanent urinkateter innleggelse. Liste over innhold på brettet:

Foleykateter, Ch 12	2 stk
Foleykateter, Ch 14	2 stk
Foleykat m/temp sensor, Ch 12	2 stk
Foleykat m/temp sensor, Ch 14	2 stk
Kateteriseringssett	1 stk
Engangs skifte/vaskesett	1 stk
Sterile kompresser	2 pk.
Klorhexidin <u>0,5</u> mg/ml	2x30 ml
NaCl 9mg/ml	2x20ml
Xylocain Gel 2%	3 sprøyte à10 g
Sprøyte	10 ml, 1 stk
Sterilt vann	10ml
Sterile hansker, str 7.0- 7.5- 8.0	2 par av hver
Timediuresesett	1 stk
Kateterpose m/slange	1 stk
Oppheng til kateterpose	1 stk
Pussbekken	1 stk

Engangskateter i modulsystemet på rent lager.

Dokument-id:
 II.SOK.MEK.MEK.2.2.KAR.3-
 37

 Utarbeidet av:
 Astrid Jakobsen

 Fagansvarlig:
 Finn Tore Gjestvang

 Godkjent dato:
 19.07.2021

 Godkjent av:
 Overl. Finn T. Gjestvang


 Revisjon:
 4.00

Klinikkniv\Somatikk Kristiansand\Medisinsk avdeling SSK\Medisin SSK\Pasienter og brukere

Arteriekraninnleggelse: Liste over innhold på brettet:

Arteriekanyler	4 stk
Sett til arteriekran/trykksett	1 stk
NaCl 9 mg/ml	500 ml (pose)
Sterile hansker	str 7.0 – 7.5 – 8.0, 2 par av hver
NaCl 9 mg/ml	20 ml, 1 stk
Xylocain 10 mg/ml	1 hetteglass, (ta nytt etter bruk)
Opptrekkskanyle	2 stk
Blå s.c kanyle	2 stk
Sprøyter	2 ml - 5 ml - 10 ml, 2 av hver
Steril saks	1 stk («engangs»)
Sterile kompresser	10x10cm, 3 pakker á 5
Klorhexidin 5mg/ml	1 flaske a 125 ml (uten farge)
	(Sett dato på flasken. Holdbar en mnd.)
Vaskesett/skiftesett (engangs)	1 stk
Syre/base-sprøyter (til A.kran)	2 stk
Venflonpropper	2 stk
Venflonplaster	4 stk
Brun tape	1 rull

Overtrykksmansjett	Bruk fortrinnsvis en automatisk. Hentes fra væskelager vegg ved skap 6 eller skap 6 når settet skal kobles opp
Transduser med oppheng	Hentes fra skap 6 på væskelager


 SØRLANDET SYKEHU		Liste over innhold på utstyrsbrettene ved MIE/SSK			Side: 4 Av: 11
Dokument-id: II.SOK.MEK.MEK.2.2.KAR.3-37	Utarbeidet av: Astrid Jakobsen	Fagansvarlig: Finn Tore Gjestvang	Godkjent dato: 19.07.2021	Godkjent av: Overl. Finn T. Gjestvang	Revisjon: 4.00

Klinikknivå\Somatikk Kristiansand\Medisinsk avdeling SSK\Medisin SSK\Pasienter og brukere

Perikardtapping. Liste over innhold på brettet:

Ang syre/base fra pericardvæske: se baksiden av denne lista

Pericardiocentesis kit <u>6.0F</u>	1 sett (Ekstra på toppen av skap 1-2 på væskelager, obs 2 str!!)
Steril hullduk 150x180cm	1 stk (rent lager kard.lab)
Steril frakk	2 stk (1str L + 1 str XL, rent lager kard.lab)
Sterile hansker	2 par av hver: str 7.0, 7.5, 8.0
Munnbind og hette	2 av hver
Klorhexidin m/farge 5 mg/ml 250ml	1 stk (Ta ny v/påfyll. Åpnet flaske m/dato settes på med. rom)
Vaskesett stort (pre opr)	1 stk
NaCl 9mg/ml 100ml	1 stk
Mini-Spike opptrekkskanyle	1 stk
Anestesi nål/Kanyle spesial 20G 0,9x110mm	2 stk (rent lager kardlab)
Lang CVK-nål (Secalon T), brun	2 stk (rent lager 2C skap 2, hylle 1, (og i flere str v/behov))
Introduser needle, 18G (rosa)	2 stk (kontrollrom kardlab)
Kateterpose + oppheng	1 stk
Mellomkobling drenasje/Drainage Bag Connecting tube	1 stk (rent lager 2C nederst i skal 2)
Xylocain 10 mg/ml	2 stk
Sprøyter 10 uten skru	3 stk
Sprøyte 50ml, m/luer lock	1 stk
Kanyler: hvite, grønne	2 av hver
Skalpellblad (kniv nr 11)	2 stk
Sterile kompresser 10 x 10cm	3 pk à 5 stk
Fixeringstape 15cm	1 rull
Tegaderm bandasje iv VHG	2 skt (8,5x11cm)
Brun tape	1 rull
Venflon propp	2 stk
Saks	1 stk (obs 2 sider)

 SØRLANDET SYKEHU		Liste over innhold på utstyrsbrettene ved MIE/SSK			Side: 5 Av: 11
Dokument-id: II.SOK.MEK.MEK.2.2.KAR.3-37	Utarbeidet av: Astrid Jakobsen	Fagansvarlig: Finn Tore Gjestvang	Godkjent dato: 19.07.2021	Godkjent av: Overl. Finn T. Gjestvang	Revisjon: 4.00

Klinikknivå\Somatikk Kristiansand\Medisinsk avdeling SSK\Medisin SSK\Pasienter og brukere

Glass til prøvetaking: Se listen til «pleuravæske, prøvetaking SSHF»:

- 3 sterile universalbeholdere med hvit kork
- 1 Σ-TransWab til bactprøve
- 1 Blodgasssprøyte
- 3 Blodkulturflasker: 1 av hver: aerob, anerob og Peds Pluss/aerob
- 2 EDTA prøverør m lilla kork
- 2 sterile prøvetakingsrør med hvit korkglass

(ved påfyll: de tre øverste finner du på rent lager, de tre nederst fås på med.bio/ på tralla vår med bl.pr glass)

1 stk Rekvisisjoner til prøvetaking (cytologi) resterende prøver bestilles i DIPS

Ta de prøvene som ønskes. Beskrivelse av hvilke glass som er til hva, samt hvor mye væske som skal i glassene finner dere i prosedyren «pleuravæske, prøvetaking SSHF»

Ved prøvetaking:

- 1) Aspirer pericardvæsken direkte fra treveiskranen. Bruk 50ml sprøyte og aspirer ut prøvemateriale og overfør til ønskede glass.
- 2) Blodkulturflaskene fylles først (når dette ønskes tatt). Det er vakum i glassene så de fyller seg selv. Obs at det ikke kommer luft i den anaerobe flasken
- 3) **Blodgass tas kun hvis det har noen reell betydning for behandlingen videre (ønske om pH).** Ofte kun Hb som ønskes, og kan da bruke samme prøvetakingsrør som til leukocytter, så hør med legen.

Men hvis Blodgass skal tas:


Bruk blodgass sprøyte og ta prøven direkte via treveiskran

Nye mikrokoagler dannes hvis ikke væsken som tappes innen 15 sekunder kommer i kontakt med heparin. Men det kan være koagler i væsken som tappes ut. Koagler som alt er dannet vil ikke løse seg opp igjen Disse er umulig å se, men vil kunne skade maskinen.

Vend blodgass sprøyta som vanlig

- 4) **S/B skal leveres/analyseres på klinisk/kjemisk avd (ikke analyseres ved MIE/intensiven/ akuttmottaket pga koagelfaren):**

Labben må få beskjed om hva slags prøve som er tatt og faren for mulige koagler, slik at de kan få vasket maskinen ekstra etterpå.

 SØRLANDET SYKEHU		Liste over innhold på utstyrsbrettene ved MIE/SSK			Side: 6 Av: 11
Dokument-id: II.SOK.MEK.MEK.2.2.KAR.3-37	Utarbeidet av: Astrid Jakobsen	Fagansvarlig: Finn Tore Gjestvang	Godkjent dato: 19.07.2021	Godkjent av: Overl. Finn T. Gjestvang	Revisjon: 4.00

Klinikknivå\Somatikk Kristiansand\Medisinsk avdeling SSK\Medisin SSK\Pasienter og brukere

Pleuratapping. Liste over innhold på brettet:

Pericardiocentesis kit 8,3F

1 sett (flere på toppen av skape 1-2 på væskelager. Obs at to størrelser)

(Pleurofix tappesett; -> ikke på brettet -> hentes v/behov fra rent lager (NB bytt propp på treveiskran hvis drenet skal ligge inne pga hvit propp er «åpen»)

Sterile hansker, str 7.0-7.5-8.0

2 par av hver

Steril duk m tapekant, 50x80 cm

1 stk (rent lager kard lab)

Vaskesett (stort, pre opr)

1 stk

Sutursett

1 stk (Holdbar 3 mnd fra dato..)

Sutur (Supramid 3.0)

2 stk (evt rent lager kard.lab)

Suturholder (steril)

1 stk

Klorhexidin m farge 5 mg/ml

1 flaske á 250 ml,

NB: Ta ny flaske og legg på brettet. Skiv dato på åpnet flaske og settes den på med. rommet.

Opptrekkskanyle

2 stk

Kanyle (grønn og blå)

2 stk av hver

Venflon grå

2 stk

Kateterpose

1 stk

Mellomkobling for dren/kateterpose:

«Draining-Bag connetion Tub male TWS/Funnel» 1 stk (rent lager,skap 2 nederst)

Xylocain 10 mg/ml

1 hetteglass (uåpnet, bytt til et nytt når fyller på)

NaCl 9 mg/ml

2 stk á 20 ml

Sprøyte 50 ml

1 stk

Sprøyter uten skru, 10ml

2 stk

Skalpellblad (kniv nr 11)

2 stk

Sterile kompresser 10 x 10cm

2 pakker á 5 stk

Fixeringstape, 15cm bred

1 rull

Bandasje tegaderm iv CHG

2stk (8,5x11cm)

Bandasje: Opsit post-op

5x6,5 cm, 2 stk


Brun tape

1 rull

Saks (steril «engangs saks»)

1 stk

Glass til prøvetaking: Se listen til «pleuravæske, prøvetaking SSHF»:

 SØRLANDET SYKEHU		Liste over innhold på utstyrsbrettene ved MIE/SSK			Side: 7 Av: 11
Dokument-id: II.SOK.MEK.MEK.2.2.KAR.3-37	Utarbeidet av: Astrid Jakobsen	Fagansvarlig: Finn Tore Gjestvang	Godkjent dato: 19.07.2021	Godkjent av: Overl. Finn T. Gjestvang	Revisjon: 4.00

Klinikknivå\Somatikk Kristiansand\Medisinsk avdeling SSK\Medisin SSK\Pasienter og brukere

- 3 sterile universalbeholdere med hvit kork
- 1 Σ-TransWab til bactprøve (2 sider.....)
- 1 Blodgassprøyte
- 3 Blodkulturflasker: 1 av hver: aerob, anerob og Peds
Pluss/aerob
- 2 EDTA prøverør m lilla kork
- 2 sterile prøvetakingsrør med hvit korkglass

(ved påfyll: de tre øverste finner du på rent lager, de tre nederst fås på med.bio/på tralla vår m bl.pr glass.)

1 stk Rekvisisjoner til prøvetaking (cytologi) resterende prøver bestilles i DIPS

Prøvetaking:


- 1) **Ta de prøvene som ønskes. Beskrivelse av hvilke glass som er til hva samt mengde væske som trengs til hvert glass finner dere i prosedyren «pleuravæske, prøvetaking SSHF»**
- 2) Prøvene skal tas direkte fra treveiskrana. Bruk en 50ml sprøyte og aspirer prøvemateriale og overfør dette til glassene.
- 3) Blodkulturglassene skal fylles først. Det er vakum i glassene så fyller seg selv. Obs at det ikke kommer luft i anaerobt flaske
- 4) **Obs! Hvis blodgass (pH med mer) ønskes fra pleruavæske skal prøven kjøres ved med.bio og ikke på MIE/intensiv el akuttmottak pga fare for koagler som kan ødelegge maskinen. Det er kun Ph som det trengs blodgass sprøyte. Hb bør heller tas på prøverør med lilla kork (samme som til leukocytte). Vend på blodgass sprøyten som vanlig.**

Dokument-id:
II.SOK.MEK.MEK.2.2.KAR.3-
37Utarbeidet av:
Astrid JakobsenFagansvarlig:
Finn Tore GjestvangGodkjent dato:
19.07.2021Godkjent av:
Overl. Finn T. GjestvangRevisjon:
4.00

Klinikknivå\Somatikk Kristiansand\Medisinsk avdeling SSK\Medisin SSK\Pasienter og brukere

SVK innleggelse. Liste over innhold på brettet:

CVK prosedyrepakke	1 stk (rent lager, nederst i skap 4)
CVK-sett (Arrow) Mono	1 sett
CVK-sett (Arrow) Trippel	2 sett
CVK-sett (Arrow) Femlumen	1 sett (bestilles/hentes fra sentrallager)
Lang grønn kanyle/CVK (Secalon T)	2 stk
Sterile hansker Nr 7 – 7,5 – 8	2 av hver
Klorhexidinsprit farget 5 mg/ml	250 ml, Ta ny etter bruk (skriv dato på den åpna og sett den på med.rom/holdbar i en mnd)
Xylocain 10 mg/ml	1 hetteglass
NaCl 9mg/ml 100 ml	1 stk
Overføringskanyle/spike	1 stk
Sprøyte 20ml	1 stk
Steril saks	1 stk
Sutur (Supramid, 3/0)	2 stk
Treveiskraner	5 stk
Treveiskran 10cm	3 stk
Tilbakeslagsventil	5 stk
Venflonpropp	6 stk
IV 3000 Standard	1 stk
Bandasje Tegadrem CHF (med klorhexidin pute)	2 stk
Absorberende bandasje 20x10cm	1 stk
Kopmresser 10x10cm	2 pk
Tape hvit 2,5 cm	1 rull
Barberhøvel	1 stk

		Liste over innhold på utstyrsbrettene ved MIE/SSK			Side: 9 Av: 11
Dokument-id: II.SOK.MEK.MEK.2.2.KAR.3-37	Utarbeidet av: Astrid Jakobsen	Fagansvarlig: Finn Tore Gjestvang	Godkjent dato: 19.07.2021	Godkjent av: Overl. Finn T. Gjestvang	Revisjon: 4.00

Klinikknivå\Somatikk Kristiansand\Medisinsk avdeling SSK\Medisin SSK\Pasienter og brukere


SPINALPUNKSJON: Liste over innhold på brettet:

Epiduralt vaskesett	1 stk
Steril duk m klebekant 75x75cm	1 stk
Sterile kompresser pk à 5 stk	2 pk
Barberhøvel	1 stk
Xylocain 10mg/ml	1 stk
Opptreks-kanyle	2 stk
Sprøytespiss (sc/blå)	2 stk
Sprøyte 5ml	2 stk
Klorhexidinsprit 5mg/ml	1 stk (ta ny etter bruk. Merk brukt med dato og sett på medisinrommet)
Munnbind	2 stk
Mepor 6,5x5cm	2 stk
Sterile hansker str : S, M og L	2 par av hver
Manometer til trykkmåling	1 stk (ligger flere helt øverst i skap 4 på rent lager)
Spinalnåler str:	
• 0,5x88mm	
• 0,7x40mm	
• 0,7x75mm	
• 0,7x88mm	
• 0,9x88mm	3 av hver (ligger helt øverst i skap 4 på rent lager)

Kurv med: prøver glass/rør og AGA skål hentes på klin.kjem.

Kurven står klart i pose og inneholder alt. Du finner de nederst i kjøleskap 1 som står i korridoren rett overfor ekspedisjonen inne på klinisk kjemisk

Prøver rekv i DIPS.

 SØRLANDET SYKEHU	Liste over innhold på utstyrsbrettene ved MIE/SSK				Side: 10 Av: 11
Dokument-id: II.SOK.MEK.MEK.2.2.KAR.3-37	Utarbeidet av: Astrid Jakobsen	Fagansvarlig: Finn Tore Gjestvang	Godkjent dato: 19.07.2021	Godkjent av: Overl. Finn T. Gjestvang	Revisjon: 4.00

Klinikknivå\Somatikk Kristiansand\Medisinsk avdeling SSK\Medisin SSK\Pasienter og brukere

Femostop. Liste over innhold på brettet:

FemoStop II ("kopp", belte og kran) 1 stk (gjør ikke noe om går ut på dato så lenge «koppen» ikke er åpnet)

Hvit plastbøyle	1 stk
Trykkmanometer	1 stk
Suturkniv	1 stk
Skalpell m/blått skaft	2 stk
Steril arteriepinsett (liten)	1 stk
Steril saks	1 stk
Sterile kompresser	2 pk a 5 stk
Mepor (6x7cm)	2 stk
Bred tape (5cm)	1 rull
Engangs skifte-/vaskesett	1 stk
Klorhexidin 5mg/ml	125ml (bytt ut når åpnet)
Sterile hansker, str 7.0, 7.5, 8.0	2 av hver
Steril frakk	1 stk

 SØRLANDET SYKEHU	Liste over innhold på utstyrsbrettene ved MIE/SSK				Side: 11 Av: 11
Dokument-id: II.SOK.MEK.MEK.2.2.KAR.3-37	Utarbeidet av: Astrid Jakobsen	Fagansvarlig: Finn Tore Gjestvang	Godkjent dato: 19.07.2021	Godkjent av: Overl. Finn T. Gjestvang	Revisjon: 4.00

Klinikknivå\Somatikk Kristiansand\Medisinsk avdeling SSK\Medisin SSK\Pasienter og brukere

Div utstyr til undersøkelse av pasient: Liste over innhold på brettet:

Oftanoskop m/ekstra hetter	2 stk
+ ekstraustyr	
Pupillelykt	2 stk
Reflekshammer	2 stk
”Penn” til sensibilitets test	2 stk
Spatel	1 pakke
Målebånd	2 stk
Eksplorasjonskrem	1 stk
Munnstykker	2 stk
Navnebånd	3 stk
Laryngoskop (reserve)	1 stk

Kryssreferanser

Eksterne referanser