

		<b>Klinikknivå</b>			<b>Prosedyre</b>
<b>Instrumenthåndtering</b>					Side 1 av 2
Dokumentplassering: <b>II.SOK.KKK.GPK.2-6</b>		Godkjent dato: <b>11.06.2025</b>	Revideres innen: <b>11.06.2027</b>	Sist endret: <b>11.06.2025</b>	Revisjon: <b>0.03</b>

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Kvinneklubben SSK/Kvinneklubben poliklinikk SSK/Pasienter og brukere  
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

## HENSIKT


Bevare og ha klargjøre instrumenter til enhver tid

## MÅLGRUPPE

sykepleiere

## FREMGANGSMÅTE

- Alle instrumenter som tilhører oss skal være merket gyn.pol direkte i metallet. NB ! Dette må preges inn på alle nye instrumenter
- Alle instrumenter (flergangs) som brukes ved poliklinikken skal rengjøres og desinfiseres før det leveres sterilsentral for autoklaving. NB albotyl setter stygge merker og må tørkes av før det bløtlegges og evt rester skrubbes bort fra instrumentene etter autoklaving .
- Brukte instrumenter legges i bønne med kaldt vann på undersøkelsesrommet tilsatt 3E-Z yme for å løse opp biologisk materiale(viktig å unngå at blod/sekret etc. tørker inn)
- Sykehusets retningslinjer finner du på EKWeb, under smittevern/I.1.9.1.1 Basale smittevernrutiner sammendrag/I.1.9.1.7 Desinfeksjon av instrumenter og utstyr
- Instrumentvaskemaskinen må kjøres ved behov. Den bør i alle fall settes på før lunch og ca. klokka 1400 hver dag. Er det mye instrumenter settes den på igjen før vi går hjem slik at instrumentene er rene om morgenen.
- Har vi for lite /mangel på utsyr og derfor må sende opp brukt utsyr til sterilisering i løpet av formiddag for å få det raskt ned igjen bør dette helst avtales dagen før eller senest når vi sender opp utstyret. Kontakt Maureen : 3845 på sterilsentralen.
- Pass på at det ikke blir for fullt i maskinen. Husk å åpne instrumentene.
- Umerkede instrumenter er sterilsentralen sine sirkulasjonsinstrumenter, disse skal bare returneres etter bruk
- Transporttrallen med ferdigvaskede instrumenter trilles hver ettermiddag før kl 15.15 til kir pol for henting til sterilsentral.
- Transporttrallen med steriliserte instrumenter leveres ned til poliklinikken hver morgen kl 07.30

Utarbeidet av: <b>Torill Halvorsen</b>	Fagansvarlig: <b>Inger Klouman</b>	Verifisert av: 	Godkjent av: <b>Ikke styrt</b>	Dok.nr: <b>D47764</b>
---	---------------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------------

Dokument-id: II.SOK.KKK.GPK.2-6	Utarbeidet av: Torill Halvorsen	Fagansvarlig: Inger Klouman	Godkjent dato: 11.06.2025	Godkjent av: Ikke styrt	Revisjon: 0.03
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Kvinneklinikken SSK/Kvinneklinnkens poliklinikk SSK/Pasienter og brukere

**Kryssreferanser****Eksterne referanser**