

 SØRLANDET SYKEHUS				INTENSIV - SSK		Brukerveiledning			
OPPGAVELISTE FOR INTENSIVPASIENT - METAVISON						Side 1 av 2			
Dokument ID: II.SOK.AIO.SSK.2.b-14		Gruppe: Pasientadmin rutine		Godkjent dato: 14.10.2025		Gyldig til: 14.10.2027		Revisjon: 0.04	

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere/Pasientadmin rutine

OPPSTART:

Når man får en ny intensivpasient, skal man legge inn oppgaver og gjøremål som er aktuelt for den enkelte pasient. Hvis pasienten f.eks. ligger på respirator, så vil det medføre en del ekstraoppgaver. Her finnes det en egen «knapp» for respirator, hvor oppgavene er samlet opp.

Husk å oppdatere arbeidsoppgavene ettersom pasienten får innlagt nytt utstyr.

Oppgavene legges inn i MetaVision via «nye oppgaver». Legg inn tidspunkter og frekvens slik at det passer inn i døgnrytmen til din pasient. Du kan også skrive inn utfyllende kommentarer.

Man kan redigere tidspunkt/frekvens senere ved å gå inn på «aktive oppgaver» og trykke på menyknappen til venstre i oppgavelinjen.

Redigering av oppgaver for eksempel av SVK som er gjort utenom 7 dagers intervallet kan gjøres ved at du går inn i arbeidslista for oppgaver og finner frem oppgaven, huker av og velger rediger. Velg så riktig dato og du vil komme i «hakk» igjen. (vær obs. på tidsvinduet oppe i menyfeltet ikke en lengre enn 2 dager. Dette kan du endre på for å finne den oppgaven du vil redigere).

AVDELINGENS RUTINER FOR OPPGAVER:

HVER VAKT: - Kontroll infusjoner - Infusjon skift sett/koblinger propofol (12t) - Ernæring sjekk ventrikk/ernæringssonde - Ernæring skift slange/sprøyte - Kontroll – respirasjon/lyder - Kontroll – plaster og posisjon tube/trach - Kontroll cufftrykk - Kontroll tarmlyder - Munnstell - SVK – kontroll av posisjon - CAM-ICU - Nullstille registreringsutstyr	DAGLIG: - Infusjon – skift sett/kran for fettløsninger - Inhalasjon – skift utstyr - NEMS – utfør skår (i DIPS) - Nullstille infusjons- og sprøytepumper (07) - Sug – skift slange/vannbeholder - Trakeostoma – stell - Trakeostoma – stell innerkanylene
HVER 3. DAG Sug – skift lukket sug med svivel etter 72 timer	HVER 4. DAG - Arteriekanylene – skift trykksett og flushingvæske - SVK – skift trykksett og flushingvæske - Infusjon – skift sett/kran til klare væsker/medisiner - Pretransfusjonsprøver
HVER 7. DAG - Urinkateter – skift urinpose og/eller timediuressett - Arteriekanylene – stell innstikksted - EDA- skift filter - PICCline – stell innstikksted - SVK – stell innstikksted	RESPIRATOR - Respirator – skift slanger, insp filter og eksp.ventil, fuktekammer hver 28.dag. - Ekspirasjonside – skifte bakterie/virusfilter - daglig - Svivel – bytt svivel – daglig

Utarbeidet av: Int.spl. Frode Kleveland	Først utgitt: 23.03.2020	Fagansvarlig: Int.spl. Frode Kleveland	Godkjent av: Ikke styrt	
---	------------------------------------	--	-----------------------------------	--

 SØRLANDET SYKEHU	OPPGAVELISTE FOR INTENSIVPASIENT - METAVISON				Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.SOK.AIO.SSK.2.b-14	Utarbeidet av: Int.spl. Frode Kleveland	Fagansvarlig: Int.spl. Frode Kleveland	Godkjent dato: 14.10.2025	Godkjent av: Ikke styrt	Revisjon: 0.04

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere/Pasientadmin rutine

CRRT - Dialysekater stell innstikksted <u>hver 7. dag</u> - Dialysevæsker – dobbelt kontroll – <u>ved behov</u> - CRRT – kontroll avluftningskammer - CRRT – skift filter	
PICCO - PiCCO – skift trykksett og flushingvæske hver 4. dag - PiCCO - stell innstikksted – hver 7. dag	SEDACONDA - Inhalasjon – skift utstyr – skriv i kommentarfeltet: Sedaconda-filter - NO-gass – sjekk vannfelle – skriv i kommentarfeltet: Sedaconda -vannfelle

Rutiner for skift og stell av utstyr som ikke ligger i MetaVision ligger i egen prosedyre i EK
[Rutiner for skift og stell av utstyr, Intensiv SSK](#)

Registreringer i MetaVision, se egen prosedyre i EK
[Veiledningsdokument for brukere i MV](#)